

pH-Meter 1140 et pH-Meter 1140-X

Instructions d'utilisation



602 10

METTLER TOLEDO

Mettler-Toledo GmbH Process,
Postfach, 8902 Urdorf,
Suisse
Téléphone: +41 (1) 736 22 11
Téléfax: +41 (1) 736 26 36

Garantie

Tout défaut constaté dans les 3 ans à dater de la livraison sera réparé gratuitement dans notre usine à réception franco de l'appareil.

Accessoires : 1 an



Consignes de sécurité

Lire et respecter impérativement les instructions suivantes !



Le pH-mètre 1140-X ne doit être ouvert que pour changer les piles en dehors de toute zone exposée au risque d'explosion. Si une réparation s'avère nécessaire, l'appareil doit être renvoyé à l'usine.

L'utilisation de l'interface n'est pas autorisée à l'intérieur de toute zone exposée au risque d'explosion.

Faire attention à l'électricité statique en utilisant l'appareil en zone exposée au risque d'explosion ! Ne frottez jamais l'appareil avec un chiffon sec par exemple.

L'appareil doit être mis hors circuit et être protégé contre toute manipulation intempestive chaque fois que son utilisation sans risque n'est plus possible.

Ceci peut être le cas dans les conditions suivantes :


- Endommagement visible de l'appareil
- Défaillance du circuit électrique
- Stockage prolongé à des températures supérieures à 70 °C
- Chocs importants au cours du transport

Avant de remettre l'appareil en circuit, une vérification selon la norme EN 61 010-1 est nécessaire. Celle-ci sera réalisée de préférence à l'usine par le fabricant.

Remarques concernant le mode d'emploi

Les *italiques* représentent les textes qui apparaissent sur l'afficheur du pH-mètre 1140/1140-X.

Les termes en **gras** désignent les touches, par exemple **cal**.



La colonne de gauche présente souvent des exemples d'application

ou



des touches dont les fonctions sont explicitées.

Remarque 

Les remarques vous donnent des informations importantes dont vous devez absolument tenir compte pour l'utilisation de l'appareil.

Attention



Attention signifie que vous devez obligatoirement suivre les instructions données pour votre propre sécurité. Tout manquement à ces règles risque de provoquer des blessures.


Sommaire

Remarques concernant le mode d'emploi	IV
1 Le pH-mètre 1140/1140-X	1
Fourniture	1
Description succincte de l'appareil	1
2 Utilisation	3
Structure de l'appareil	3
Afficheur	4
Clavier	4
Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®	6
Raccordement et mise en service	6
Configuration	8
Etalonnage	12
Mesure	15
Mémoire de mesure	16
Enregistreur de données	17
Mode horloge	19
Interface sérielle	20
Impression des valeurs mesurées et des procès-verbaux	21
3 Diagnostic et entretien	23
Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®	23
Messages d'erreur	24
Entretien	29

Annexe	31
Accessoires	31
Caractéristiques techniques pH-mètre 1140/1140-X	32
Certificat de conformité	34
4 Remarques générales sur les mesures	37
Remarques sur la mesure du pH	37
Termes techniques	43
Répertoire des mots clés	46

1 Le pH-mètre 1140/1140-X

Fourniture




Après déballage, veuillez vérifier l'intégralité de la fourniture.

La fourniture du pH-mètre 1140/1140-X comprend les éléments suivants :

- pH-mètre 1140/1140-X y compris piles et carquois à électrodes
- Bretelle
- Mode d'emploi
- Notice succincte en allemand, anglais et français
- Câble d'interface
- Programme de transfert Paraly® SW 105

Description succincte de l'appareil



Le pH-mètre 1140/1140-X sert à la mesure du pH et de la température en milieu industriel, environnemental, alimentaire et pour les eaux usées.


L'utilisation du pH-mètre 1140-X est aussi autorisée en milieu à risque d'explosion zone 1.

L'appareil répond aux exigences de compatibilité électromagnétique et satisfait aux recommandations NAMUR NE 21.

L'appareil bénéficie du degré de protection IP 66 selon EN 60529 (projection d'eau en provenance de toutes les directions).

La compensation de température s'effectue automatiquement avec une sonde de température Pt 1000, une sonde NTC 30 k Ω (détection automatique à la mise sous tension) ou par introduction manuelle de la température.






❑ L'étalonnage peut se faire à partir de solutions provenant de différents jeux de tampons à sélectionner. L'identification des tampons est alors automatiquement réalisée par le Calimatic®.

❑ Un étalonnage manuel avec introduction des valeurs tampons est également possible.



❑ Le système de surveillance de la chaîne de mesure Sensoface® contrôle la chaîne de mesure raccordée et renseigne sur son état.

❑ L'enregistreur de données collecte jusqu'à 100 valeurs de pH ou mV avec la température, la date et l'heure. L'enregistrement s'effectue au choix manuellement, avec commande par horloge ou par événement.



❑ Trois piles mignon suffisent à assurer le fonctionnement de l'appareil pendant 2000 heures environ.

❑ Grâce au logiciel Paraly SW 105, le pH-mètre 1140/1140-X peut être entièrement piloté à distance depuis un PC. Tous les paramètres et valeurs mesurées peuvent être lus et traités de façon confortable (par exemple avec Microsoft Excel).

❑ Les relevés des mesures et de l'appareil peuvent également être transmis directement à une imprimante par l'intermédiaire de l'interface série.


Attention



L'utilisation de l'interface **n'est pas autorisée** dans les milieux à risque d'explosion.


2 Utilisation

Structure de l'appareil



- 1 Prise de la chaîne de mesure
- 3 Prise de l'électrode de référence
- 2, 3 Prise de la sonde de température
- 4 Interface PC/imprimante
- 5 Carquois à électrodes

Afficheur



Clavier



Pressez **on/off** pour allumer l'appareil ou l'éteindre. Lorsque l'appareil est éteint, un témoin Sensoface® reste toujours visible sur l'afficheur. A la mise sous tension, l'appareil effectue automatiquement un autotest et vérifie quelle sonde de température est raccordée.

Remarque



Vous pouvez aussi mettre l'appareil en marche en pressant la touche **meas**. Dans ce cas, il n'effectue qu'un test succinct et ne recherche pas quelle sonde de température est raccordée. Il suppose qu'il s'agit de la dernière sonde de température déterminée.



Pressez **meas** pour retourner au mode mesure à partir de n'importe quelle fonction. Dans le mode mesure, pressez **meas** pour sélectionner l'unité de mesure (pH ou mV) que vous souhaitez voir sur l'afficheur principal.



Pressez **cal** pour lancer l'étalonnage. L'étalonnage permet d'adapter l'appareil à la chaîne de mesure. Vous pouvez procéder soit à un étalonnage en un point, soit à un étalonnage en deux points. L'étalonnage peut être réalisé avec la détection automatique du tampon par Calimatic® ou par indication manuelle du tampon.



En cas de spécification manuelle de la température (aucune sonde de température raccordée), pressez ▲ et ▼ pour introduire la température.

Ces touches servent par ailleurs au réglage de l'horloge, à la sélection des emplacements en mémoire et à modifier les paramètres sélectionnés.



Pressez **clock** pour faire passer l'appareil dans le mode horloge. Toutes les mesures en cours sont interrompues et la consommation des piles est réduite à un minimum.



Pressez **STO** pour activer la mémoire de mesure afin d'enregistrer les valeurs mesurées.



Pressez **RCL** pour activer la mémoire de mesure afin de relever les valeurs enregistrées.



Pressez **print** pour transmettre la valeur de mesure courante à une imprimante ou à un PC.



Pressez **RCL** et **print** pour imprimer le contenu de la mémoire de mesure.



Pressez **cal** et **print** pour imprimer le rapport de l'appareil.



Lorsque l'appareil est éteint, pressez **cal + on/off** pour activer le menu de configuration.



Remarque Lorsque vous devez appuyer simultanément sur deux touches, veuillez à toujours appuyer en premier sur la touche représentée à gauche.

Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®



Le système automatique de surveillance de la chaîne de mesure Sensoface® vous renseigne sur l'état de votre chaîne de mesure. Il analyse le point zéro, la pente et le temps de réponse de la chaîne de mesure. D'autre part, Sensoface® vous invite à procéder à un étalonnage régulier.

Vous trouverez au chapitre „Diagnostic et entretien” (voir page 23) des indications plus détaillées sur l'affichage de l'état de la chaîne de mesure et sur l'évaluation des différents paramètres.


Raccordement et mise en service

Raccordement chaîne de mesure Vous pouvez raccorder sur l'appareil des électrodes du commerce ou des chaînes de mesure dont le point zéro nominal se situe autour de pH 7 ainsi que les fiches suivantes :

- fiche normalisée coaxiale selon DIN 19 262 et/ou
- fiche banane 4 mm.

Repérage des connexions

Connexion	Douille
Electrode combinée	1
Electrode de mesure unique	1
Electrode de référence unique	3
Sonde de température des chaînes de mesure combinées (chaînes de mesure avec sonde de température intégrée)	2
Sonde de température séparée	2, 3
Interface	4



Si vous ne raccordez pas de sonde de température, l'appareil fonctionne avec la température enregistrée manuellement. L'afficheur indique *man*.



Si vous avez raccordé le pH-mètre 1140/1140-X à un PC et si vous effectuez la mesure sur un fluide relié à la terre, il peut se produire des erreurs de mesure.



Avant d'effectuer la première mesure, vous devez sélectionner le jeu de tampons que vous utilisez afin d'étalonner l'appareil. Le cas échéant, l'horloge doit être mise.

Mise en service

Lorsque l'appareil est éteint, un symbole Sensoface[®] reste toujours visible comme témoin de veille.



Les données d'étalonnage et le contenu de la mémoire de mesure sont conservés de façon durable même lorsque l'appareil est éteint.



Pressez **on/off** pour faire passer l'appareil en mode mesure.

A la mise sous tension, l'appareil vérifie quelle sonde de température est raccordée et effectue automatiquement un autotest :

- Affichage simultané de tous les segments de l'afficheur, symboles des mesures et témoins Sensoface[®]
- Indication du type d'appareil *1140/1140-X*
- Indication de la version du logiciel
- Indication du jeu de tampons enregistré




La sonde de température n'est identifiée qu'à la mise sous tension de l'appareil par **on/off**.




Vous pouvez aussi mettre l'appareil en marche avec la touche **meas**. Dans ce cas, il n'effectue qu'un test succinct et ne recherche pas quelle sonde de température est raccordée. Il suppose qu'il s'agit de la dernière sonde de température enregistrée.

Configuration

Remarque  Si vous effectuez les étalonnages à l'aide du jeu de tampons Mettler-Toledo, il n'est généralement pas nécessaire de modifier la configuration.

Vous pouvez modifier dans la configuration les réglages de base suivants de l'appareil :

- Horloge d'étalonnage
Intervalle
- Etalonnage automatique (Calimatic®)
Marche ou arrêt (manuel), jeu de tampons pour l'étalonnage automatique
- Coupure automatique de l'appareil après
1 heure ou 12 heures
- Interface
Impression marche/arrêt, vitesse de transmission
- Affichage de la température
°C ou °F
- Format date et heure
24 heures et jour, mois, année ou
12 heures (am/pm) et mois, jour, année



L'appareil étant éteint, maintenez la touche **cal** enfoncée pour activer la configuration, puis actionnez **on/off**.

Conf

Les points du menu configuration sont traités les uns après les autres.



Avec ▲ ou ▼ vous pouvez modifier le réglage de chaque point du menu.



Pressez **STO** pour passer au point suivant du menu. Le paramètre affiché est enregistré.



La touche **meas** vous permet de quitter le menu configuration à tout moment. La dernière valeur affichée et éventuellement modifiée n'est alors pas mémorisée.

Horloge d'étalonnage

0048
CAL h

L'horloge d'étalonnage vous permet de spécifier le laps de temps au cours duquel doit se faire l'étalonnage. Cet intervalle peut être compris entre 1 et 1000 heures.

Lorsqu'env. 80 % de l'intervalle spécifié sont écoulés, l'horloge d'étalonnage fait passer l'affichage Sensoface® de 😊 à 😊. Lorsque tout l'intervalle est écoulé, l'affichage passe sur 😞.

L'horloge repart à zéro à chaque étalonnage.

Pour arrêter l'horloge, vous devez spécifier un intervalle de 0 (réglage en usine : arrêt).

Étalonnage automatique ou manuel

On
AutCAL

Vous pouvez choisir si l'étalonnage doit avoir lieu avec l'identification automatique du tampon Calimatic® ou avec introduction manuelle des différentes valeurs des tampons.

Pour l'étalonnage avec identification automatique des tampons Calimatic® (AutCal on), vous n'enregistrez le jeu de tampons utilisé qu'une seule fois dans le menu configuration. Les valeurs du tampon sont correctement enregistrées dans l'appareil en fonction de la température. Au cours de l'étalonnage, l'appareil identifie alors automatiquement le tampon utilisé (réglage usine : étalonnage automatique en marche, tampons techniques Mettler-Toledo).

-00-
buffer

Dans la sélection du jeu de tampons, vous choisissez le jeu contenant les tampons que vous utilisez. Le pH-mètre 1140/1140-X possède en mémoire différents jeux de tampons d'étalonnage.

Les jeux de tampons suivants sont enregistrés définitivement dans l'appareil :

<i>BUFFER -00-</i>	Tampons techniques Knick pH 2,00 4,01 7,00 9,21
<i>BUFFER -01-</i>	Tampons techniques Mettler-Toledo (anciennement Ingold) pH 2,00 4,01 7,00 9,21
<i>BUFFER -02-</i>	Merck/Riedel pH 2,00 4,00 7,00 9,00 12,00
<i>BUFFER -03-</i>	DIN 19 267 pH 1,09 3,06 4,65 6,79 9,23 12,75
<i>BUFFER -04</i>	Ciba (94) pH 2,06 4,00 7,00 10,00

<i>BUFFER -05-</i>	Mettler-Toledo (Etats-Unis) pH 4,00 7,00 10,01
--------------------	---

<i>BUFFER -06-</i>	DIN 19 266 et NIST (NBS) pH 1,679 4,006 6,865 9,180
--------------------	--

<i>BUFFER -07-</i>	HACH pH 4,00 7,00 10,18
--------------------	----------------------------

Remarque

L'appareil ne peut fonctionner correctement que si la solution tampon utilisée correspond au jeu de tampons sélectionné et activé.

D'autres solutions tampons, même si elles affichent les mêmes valeurs nominales, peuvent se comporter différemment en fonction de la température et induire ainsi des erreurs de mesure.

OFF
AutCAL

Dans la spécification manuelle du tampon (AutCal off), vous devez introduire dans l'appareil, avant l'étalonnage, le pH de la solution tampon utilisée en fonction de la température.

Vous pouvez ainsi effectuer un étalonnage à l'aide de n'importe quelle solution tampon.

Coupage automatique de l'appareil

1 h
AutoOFF

Pour préserver les piles, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Vous pouvez choisir si la coupure doit s'effectuer au bout d'une heure ou seulement au bout de douze heures (réglage usine : 1 heure).

L'appareil ne s'éteint pas pendant le fonctionnement de l'interface ou si l'enregistreur de données est activé.

Interface

On
Print
4800
baud

Si vous pilotez votre pH-mètre 1140/1140-X à partir d'un PC, et s'il se produit des conflits d'interface à l'actionnement de la touche Print, vous devez désactiver la fonction d'impression (réglage usine : Print on, 4800 bauds).

Vous pouvez régler la vitesse de transmission, au choix, sur 600, 1200, 2400, 4800 ou 9600 bauds.

La vitesse de transmission doit correspondre à celle qui est enregistrée sur l'imprimante ou le PC.

Le format des données et le protocole sont définitivement réglés sur 7 bits, un bit d'arrêt, parité paire et protocole XON/XOFF (NAMUR NE 28).

Affichage de la température La température peut être affichée, au choix, en °C ou en °F (réglage usine : °C).

A digital display showing the number '05' in the top row and the text 'TEMP' in the bottom row.

Format de l'heure et de la date Vous pouvez choisir entre le format d'affichage 24 heures et jour.mois.année et le format 12 heures am/pm et mois.jour.année (réglage usine : jour.mois.année).

A digital display showing the time '24:00' in the top row and the text 'DATE' in the bottom row.

Étalonnage

L'étalonnage vous permet d'ajuster votre pH-mètre au point zéro et à la pente de la chaîne de mesure mise en oeuvre.

Étalonnage automatique avec Calimatic®

Au cours de l'étalonnage avec identification automatique du tampon Calimatic®, vous ne devez enregistrer le jeu de tampons utilisé qu'une seule fois dans le menu configuration. Le système Calimatic® breveté permet à l'appareil de reconnaître ensuite automatiquement la solution tampon, de calculer le point zéro et la pente de la chaîne de mesure (rapportés à 25 °C) et de procéder aux adaptations adéquates.

Remarque

L'appareil ne peut fonctionner correctement que si les solutions tampons mises en oeuvre correspondent effectivement au jeu de tampons que vous avez enregistré dans le menu configuration.

D'autres solutions tampons, même si elles affichent les mêmes valeurs nominales, peuvent se comporter différemment en fonction de la température et fausser ainsi les mesures.




Pressez **cal** pour appeler le programme d'étalonnage. Pressez **meas** pour quitter à nouveau le programme d'étalonnage. L'appareil affiche alors un court instant le point zéro et la pente déterminés au cours du dernier étalonnage.


Plongez la chaîne de mesure et la sonde de température dans la première solution tampon. La solution tampon que vous prenez en premier importe peu.



Pressez **cal** pour lancer l'étalonnage. Si vous ne souhaitez pas étalonner, interrompez l'étalonnage par **meas**.




Pendant la détection du tampon, la ligne inférieure affiche la température. Le sablier clignote.



L'afficheur présente la valeur nominale de la solution tampon identifiée pendant 5 secondes environ. La chaîne de mesure et la sonde de température restent encore dans la première solution tampon.



Remarque Le temps de réponse de la chaîne de mesure est considérablement réduit si vous agitez tout d'abord la chaîne de mesure dans la solution tampon puis l'immobilisez pour relever les valeurs. Vous obtenez ainsi des valeurs stables plus rapidement.



L'appareil vérifie la stabilité de la chaîne de mesure. La valeur mV mesurée est affichée. Une interruption de ce contrôle de stabilité par **cal** est possible. La précision de l'étalonnage en est cependant réduite.



L'étalonnage avec le premier tampon est terminé. Sortez la chaîne de mesure et la sonde de température de la première solution tampon et rincez-les soigneusement.


- Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en un point, quittez maintenant l'étalonnage par **meas**. L'appareil fait apparaître alors le nouveau point zéro calculé sur l'afficheur principal ainsi que l'ancienne valeur de la pente sur l'afficheur du bas, puis retourne au mode mesure.
- Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en deux points, plongez la chaîne de mesure et la sonde de température dans la deuxième solution tampon. Lancez à nouveau l'étalonnage par **cal**. Le cycle d'étalonnage se déroule une nouvelle fois comme pour le premier tampon.



A la fin de l'étalonnage, le point zéro et la pente (rapportés à 25 °C) de la chaîne de mesure s'affichent. L'appareil retourne ensuite au mode mesure.

Etalonnage manuel

Au cours de l'étalonnage avec spécification manuelle des tampons, vous devez introduire dans l'appareil le pH de la solution tampon utilisée en fonction de la température. Vous pouvez ainsi effectuer un étalonnage à l'aide de n'importe quelle solution tampon.




Pressez ▲ et ▼ pour introduire le pH de votre solution tampon en fonction de la température. Pressez **cal** pour lancer l'étalonnage.

La valeur enregistrée du tampon est conservée, il n'est donc plus nécessaire de la réintroduire lors du prochain étalonnage à la même température.



Le temps de réponse de la chaîne de mesure est considérablement réduit si vous agitez tout d'abord la chaîne de mesure dans la solution tampon puis l'immobilisez pour relever les valeurs. Vous obtenez ainsi des valeurs stables plus rapidement.



L'appareil vérifie la stabilité de la chaîne de mesure. La valeur mV mesurée est affichée. Une interruption de ce contrôle de stabilité par **cal** est possible. La précision de l'étalonnage en est cependant réduite.



L'étalonnage avec le premier tampon est terminé. Sortez la chaîne de mesure et la sonde de température de la première solution tampon et rincez-les soigneusement.

- ❑ Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en un point, quittez maintenant l'étalonnage par **meas**. L'appareil fait apparaître alors le nouveau point zéro calculé sur l'afficheur principal ainsi que l'ancienne valeur de la pente sur l'afficheur du bas, puis retourne au mode mesure.
- ❑ Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en deux points, plongez la chaîne de mesure et la sonde de température dans la deuxième solution tampon. Introduisez maintenant la valeur du pH de la deuxième solution tampon. Lancez à nouveau l'étalonnage par **cal**. Le cycle d'étalonnage se déroule une nouvelle fois comme pour le premier tampon.



À la fin de l'étalonnage, le point zéro et la pente (rapportés à 25 °C) de la chaîne de mesure s'affichent. L'appareil retourne ensuite au mode mesure.

Conversion pente % → mV/pH			
%	mV/pH	%	mV/pH
78	46,2	91	53,9
79	46,8	92	54,5
80	47,4	93	55,1
81	48,0	94	55,6
82	48,5	95	56,2
83	49,1	96	56,8
84	49,7	97	57,4
85	50,3	98	58,0
86	50,9	99	58,6
87	51,5	100	59,2
88	52,1	101	59,8
89	52,7	102	60,4
90	53,3	103	61,0

Mesure

Mode mesure A partir de n'importe quelle fonction, pressez **meas** pour accéder au mode mesure. Dans ce mode mesure, l'afficheur principal indique le paramètre sélectionné, et l'afficheur secondaire la température. Vous sélectionnez les paramètres par **meas**.



Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants :

- pH
- Tension de la chaîne de mesure [mV]

Remarque

L'agitation ou le mouvement de la chaîne de mesure dans la solution tampon raccourcit le temps de réponse de la chaîne de mesure et de la sonde de température. Vous obtenez ainsi des valeurs stables plus rapidement.


Introduction manuelle de la température

L'indication *man* signale qu'aucune sonde de température n'est raccordée. L'appareil fonctionne avec la valeur de température que vous avez introduite manuellement. Les touches ▲ et ▼ vous permettent de modifier la température enregistrée.

Mémoire de mesure

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire de mesure jusqu'à 100 valeurs accompagnées de la température, de la date et de l'heure. L'enregistrement s'effectue soit manuellement, soit automatiquement au moyen de l'enregistreur de données. C'est toujours la valeur mesurée courante (pH ou mV), telle qu'elle est réglée, qui est enregistrée.


écriture en mémoire



La touche **STO** vous permet tout d'abord de retenir la valeur mesurée courante sur l'afficheur (fonction Hold).

Pressez ▲ et ▼ pour choisir maintenant un emplacement quelconque en mémoire. Pressez **STO** pour enregistrer la valeur sur l'emplacement choisi en mémoire. Une fois l'enregistrement effectué, le numéro d'emplacement sera automatiquement incrémenté. L'appareil retourne en mode mesure.

Lecture de la mémoire



Pressez **RCL** pour afficher la dernière valeur enregistrée.

Pressez ▲ et ▼ pour sélectionner à présent n'importe quel emplacement en mémoire.

Pressez **RCL** pour commuter entre la valeur enregistrée et l'heure/date de l'enregistrement. Vous pouvez ainsi, par exemple, rechercher une valeur que vous avez enregistrée à un moment bien défini.

Pressez **meas** pour retourner en mode mesure.

Effacement de a mémoire



Pour effacer tout le contenu de la mémoire de mesure, pressez **STO** pour accéder au mode mémoire puis **clock** pour accéder au mode enregistreur de données. Choisissez à présent Clear (Clr) à l'aide des touches ▲ ou ▼.



Validez avec **STO** pour effacer tout le contenu de la mémoire.

Si vous ne souhaitez pas effacer la mémoire, quittez la fonction en pressant **meas**.

Enregistreur de données

Enregistreur de données

L'enregistreur de données enregistre dans la mémoire de mesure jusqu'à 100 valeurs conjointement avec la température, l'heure et la date. Cet enregistrement s'effectue soit manuellement par action sur les touches du clavier, soit par pilotage en fonction d'un intervalle ou par événement. L'enregistreur de données enregistre toujours l'unité de mesure courante (pH ou mV).



Pressez **STO** pour passer au mode mesure. Pressez **clock** pour activer le mode enregistreur de données. Vous choisissez ensuite par ▲ ou ▼ entre les trois modes d'enregistrement possibles et la programmation de l'enregistreur de données.



Pressez **STO** pour confirmer le mode choisi. En mode "Continue" et "Start", vous activez ainsi l'enregistreur de données. Le numéro d'emplacement en mémoire s'affiche sur le visuel.

Si vous avez choisi "Clear", tous les emplacements en mémoire seront effacés et l'appareil retourne en mode mesure.



Pressez **meas** pour quitter le mode enregistreur de données.

Modes d'enregistrement

Cont
LOGGER

Après avoir pressé **STO** l'enregistrement continue à l'emplacement où la dernière valeur a été enregistrée (continue). Pressez **meas** pour terminer l'enregistrement.

Clr
LOGGER

Après avoir pressé **STO** l'emplacement mémoire complet est effacé, sans que l'enregistrement de données commence (clear).

Start
LOGGER

Après avoir pressé **STO** l'emplacement mémoire complet est effacé. L'enregistrement commence depuis l'emplacement mémoire "00" (start). Pressez **meas** pour terminer l'enregistrement.

Programmation de l'enregistreur de données

PAR
LOGGER

Au niveau de la programmation, vous définissez si l'enregistrement doit être piloté par intervalle ou par événement, ou s'il doit se faire manuellement au moyen des touches du clavier. Pressez **STO** pour accéder aux fonctions d'enregistrement.

Int
LOGGER

Si vous choisissez un enregistrement des valeurs commandé par intervalles, pressez **STO** et puis ▲ et ▼ pour régler l'intervalle de temps dans lequel doit se faire l'enregistrement. Cet intervalle peut se situer entre 5 secondes et 60 minutes. La valeur standard réglée en usine est de 2 minutes. Après avoir choisi l'intervalle désiré, pressez **STO** pour introduire la valeur.

dIFF
LOGGER

Dans l'enregistrement des valeurs piloté par événement, une valeur sera toujours enregistrée dès qu'elle s'écarte de la dernière valeur enregistrée d'au moins la différence programmée. Grâce à l'enregistrement simultané de l'heure, vous pouvez constater le moment où la valeur s'est modifiée. Vous programmez la différence de valeur dans l'étape suivante.

Remarque

La valeur différentielle se rapporte toujours à l'unité courante (pH ou mV). Ainsi, si vous souhaitez enregistrer des différences de pH, vous devez régler l'appareil sur la mesure du pH avant d'effectuer la programmation et l'enregistrement.

Shot
LOGGER

En mode manuel, l'enregistrement des valeurs se fait en pressant la touche **STO**.



Après réglage des paramètres susmentionnés, choisissez "Continue" ou "Start" au moyen des touches ▲ et ▼, et ensuite pressez **STO** pour commencer l'enregistrement.



L'enregistreur de données est une mémoire circulaire, il ne s'arrête pas lorsque le dernier emplacement mémoire est atteint (99). L'enregistrement se poursuit automatiquement à l'emplacement mémoire 00.

Mode horloge




Pressez **clock** pour accéder au mode horloge. L'heure et la date apparaissent sur le visuel.

Dans ce mode de fonctionnement, la consommation des piles du pH-mètre 1140/1140-X est réduite à un minimum.

Réglage de l'horloge

Le mode horloge doit être activé pour régler l'heure et la date.



Pressez simultanément **clock** et **STO** pour régler l'horloge à présent.



Les heures clignotent sur le visuel. Pressez ▲ et ▼ pour ajuster l'heure.




Pressez une nouvelle fois **STO**, l'heure affichée est enregistrée et vous pouvez régler la date.



Pressez à nouveau **STO**, la date est enregistrée à son tour. Vous pouvez à présent corriger le chiffre des années. Pressez **STO** pour confirmer l'année enregistrée. L'appareil retourne en mode horloge.

Interface sériele

Remarque  Si vous raccordez votre pH-mètre 1140/1140-X à un PC et si vous mesurez dans un fluide relié à la terre, il peut se produire des erreurs de mesure.


L'interface vous permet de piloter directement une imprimante à entrée sériele ou d'établir une jonction directe avec un ordinateur. L'ordinateur offre la possibilité de piloter intégralement l'appareil à distance, toutes les valeurs et les paramètres peuvent aussi être relevés.

Paramètres de l'interface L'interface RS 232 peut être programmée à toutes les vitesses de transmission courantes. Ce réglage s'effectue dans le menu de configuration.


- Vitesse de transmission : 600 Bd
- 1200 Bd
- 2400 Bd
- 4800 Bd (réglage initial)
- 9600 Bd

Le format des données et le protocole sont définitivement réglés sur les valeurs suivantes :


- 7 bits de données
- parité paire (even Parity)
- un bit d'arrêt
- protocole XON/XOFF

Remarque  Vous trouverez le jeu de commande du pH-mètre dans l'assistance online du logiciel de transmission Paraly SW 105.

Câble d'interface



Vous avez besoin d'un seul câble d'interface pour utiliser votre imprimante ou votre PC. En retournant simplement la fiche de connexion sur le pH-mètre 1140/1140-X, vous pouvez utiliser le câble, au choix, pour connecter l'imprimante ou un PC.



Impression des valeurs mesurées et des procès-verbaux

Remarque

Vous devez veiller, au cours de la configuration, à ce que la fonction imprimante soit activée (*Print on*) et que la vitesse de transmission enregistrée corresponde à celle de l'imprimante.

Impression des valeurs mesurées



Pressez la touche **print** en mode mesure pour imprimer la valeur courante de la mesure. Cette valeur sera imprimée avec la température, la date, l'heure et un numéro d'ordre à trois chiffres. Ce numéro d'ordre est remis à zéro à l'arrêt de l'appareil.


Impression de la mémoire



Pressez **RCL** puis **print** pour imprimer le contenu de la mémoire de mesure. Toutes les valeurs mesurées seront imprimées avec la température, la date, l'heure et le numéro d'emplacement en mémoire.

Si vous souhaitez imprimer uniquement certains emplacements en mémoire, pressez d'abord **RCL**. Sélectionnez ensuite l'emplacement en mémoire par ▲ ou ▼ et actionnez la touche **print**.

Remarque

Si Sensoface® fait apparaître le témoin  au cours de l'enregistrement des valeurs, l'emplacement en mémoire sera repéré par *, si la plage de mesure admissible (pH, mV, °C) est dépassée ou si l'horloge n'est pas réglée, par #.

Impression des procès- verbaux

Pressez **cal** puis **print** pour imprimer le procès-verbal de l'appareil. L'impression du procès-verbal comprend :



- un rapport d'étalonnage avec les données exactes du dernier étalonnage,
- les réglages effectués au menu configuration,
- un relevé du dernier autotest de l'appareil et
- une liste des critères actuels Sensoface®.

3 Diagnostic et entretien

Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®



Le système automatique de surveillance de la chaîne de mesure Sensoface® vous renseigne sur l'état de votre chaîne de mesure. Il prend en compte le point zéro, la pente et le temps de réponse de la chaîne de mesure. Sensoface® signale par ailleurs toute perte en mémoire de l'horloge, une tension trop basse des piles et invite à réaliser un étalonnage régulier.

Remarque



Sensoface® est spécialement conçu pour la surveillance des chaînes de mesure du pH.

Remarque



La dégradation d'un critère Sensoface® se traduit par la dévaluation 😐 ou 😞 de l'indication Sensoface®. Cette dévaluation de l'affichage est permanente. Une revalorisation 😊 ne peut avoir lieu que par un étalonnage.



Cette indication du système Sensoface® vous renseigne sur le temps de réponse de la chaîne de mesure. Elle indique le laps de temps dont a besoin une chaîne de mesure pour fournir une valeur stable. La valeur est déterminée au cours de l'étalonnage.

L'usure et le vieillissement, mais aussi toute manipulation incorrecte, par exemple séchage, peut se traduire par la formation d'une couche sur la membrane en verre de l'électrode. D'où l'allongement du temps de réponse. La chaîne de mesure devient plus lente.

😊 La chaîne de mesure ne réagit que lentement. Vous devez penser au remplacement éventuel de la chaîne de mesure. Un nettoyage ou, si la chaîne de mesure a séchée au stockage, une "humidification" peuvent apporter une amélioration.

😞 La chaîne de mesure ne réagit que très lentement à la valeur mesurée. Une mesure correcte n'est plus garantie. La chaîne de mesure doit être remplacée.



Sensoface® donne des indications sur le point zéro et sur la pente de la chaîne de mesure.

😊 Le point zéro et la pente de la chaîne de mesure sont encore bons. Le remplacement de la chaîne de mesure dans un délai proche doit cependant être envisagé.

😞 Le point zéro et/ou la pente de la chaîne de mesure ont atteint des valeurs qui ne permettent plus un étalonnage parfait. Le remplacement de la chaîne de mesure est vivement conseillé.

Remarque

Les valeurs du point zéro et de la pente sont déterminées au cours de l'étalonnage. Un étalonnage parfaitement réalisé conditionne la validité de ces renseignements. Par conséquent, veillez à toujours utiliser des solutions tampons appropriés et dans un parfait état.

cal



L'horloge d'étalonnage vous permet d'enregistrer un intervalle de temps à l'intérieur duquel doit se faire l'étalonnage. L'horloge d'étalonnage fonctionne même lorsque l'appareil est éteint.

😊 Plus de 80 % de l'intervalle d'étalonnage sont écoulés.

😞 L'intervalle d'étalonnage est dépassé.

Messages d'erreur

Problèmes capteurs

S'il y a un problème avec un capteur, l'appareil affiche un message d'erreur et la valeur de mesure clignote.

ERROR 1

Un problème avec la chaîne de mesure

Causes possibles :

- Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
- Manque d'électrolyte dans la chaîne de mesure
- La chaîne de mesure n'est pas raccordée

- Le câble de la chaîne de mesure est coupé
- Mauvaise chaîne de mesure raccordée
- Le pH mesuré est inférieur à -2 ou supérieur à +16

ERROR 2

Un problème avec la chaîne de mesure

Causes possibles :

- Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
- La chaîne de mesure n'est pas raccordée
- Le câble de la chaîne de mesure est coupé
- La tension mesurée de la chaîne de mesure est inférieure à -1300 mV ou supérieure à +1300 mV

ERROR 3

Un problème avec la sonde de température

Causes possibles :

- Sonde de température défectueuse
- Court-circuit de la sonde de température
- Mauvaise sonde de température raccordée
- La température mesurée est inférieure à -20 °C ou supérieure à +120 °C

Remarque



Notez bien qu'au changement de la sonde de température (même sur les chaînes de mesure à sonde de température intégrée) le type de la sonde de température (Pt 1000/ NTC 30 k Ω) n'est identifié qu'à la mise sous tension de l'appareil par **on/off**.

Messages d'erreur d'étalonnage

Un message d'erreur (ERROR 4 ... ERROR 11) apparaît si des anomalies surviennent en cours d'étalonnage ou si les données déterminées de la chaîne de mesure se situent en dehors de la plage valable.

ERROR 4

Le point zéro de la chaîne de mesure, déterminé au cours de l'étalonnage, se situe en dehors de la plage admissible. Le point zéro de la chaîne de mesure est inférieur à pH 6 ou supérieur à pH 8.

Ce message apparaît en mode mesure à la suite d'un étalonnage. Il ne peut être supprimé que par un nouvel étalonnage.

Causes possibles :

- Chaîne de mesure "usée"
- Solutions tampons inutilisables ou erronées
- Le tampon n'appartient pas au jeu de tampons spécifié
- La sonde de température n'est pas plongée dans la solution tampon (pour la compensation automatique de température)
- Mauvais réglage de la température du tampon (pour l'introduction manuelle de la température)
- La chaîne de mesure a un autre point zéro nominal

ERROR 5

La pente de la chaîne de mesure déterminée au cours de l'étalonnage se situe en dehors de la plage admissible. La pente de la chaîne de mesure est inférieure à 78 % ou supérieure à 103 %. Ce message apparaît en mode mesure à la suite d'un étalonnage. Il ne peut être supprimé que par un nouvel étalonnage.

Causes possibles :

- Chaîne de mesure "usée"
- Solutions tampons inutilisables ou erronées
- Le tampon n'appartient pas au jeu de tampons spécifié
- La sonde de température n'est pas plongée dans la solution tampon (pour la compensation automatique de température)
- Mauvais réglage de la température du tampon (pour l'introduction manuelle de la température)
- La chaîne de mesure utilisée a une autre pente nominale

ERROR 8

L'appareil a détecté deux solutions tampons identiques. Ce message n'apparaît qu'au cours de l'étalonnage. L'étalonnage doit être repris.

Causes possibles :

- La même solution tampon ou une solution tampon identique a été utilisée pour les deux opérations d'étalonnage
- Solutions tampons inutilisables ou erronées
- Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
- La chaîne de mesure n'est pas raccordée
- Câble de la chaîne de mesure coupé ou court-circuité

ERROR 9

L'appareil ne peut pas identifier la solution tampon utilisée. Ce message n'apparaît qu'au cours de l'étalonnage. L'étalonnage doit être repris.

Causes possibles :

- La solution tampon utilisée n'appartient pas au jeu de tampons actuellement enregistré dans l'appareil
- Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
- La chaîne de mesure n'est pas raccordée
- Le câble de la chaîne de mesure est coupé
- Mauvais réglage de la température du tampon (pour l'introduction manuelle de la température)

ERROR 10

Au cours de l'étalonnage manuelle, les solutions tampons n'ont pas été utilisées dans l'ordre spécifié. L'étalonnage doit être repris.

ERROR 11

L'étalonnage a été interrompu au bout d'env. 2 minutes car la dérive de la chaîne de mesure était trop importante. Ce message n'apparaît qu'au cours de l'étalonnage.

Causes possibles :

- Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
- Pas d'électrolyte dans la chaîne de mesure

-
- Câble de la chaîne de mesure insuffisamment blindé ou défectueux
 - Des champs électriques puissants perturbent la mesure
 - Forte variation de température de la solution tampon
 - Pas de solution tampon, ou trop diluée

ERROR 14

Si, par exemple, l'horloge n'a pas été réglée après un changement de piles, ce message d'erreur apparaît. Il disparaît après réglage de l'horloge (voir page 19).

ERROR 15

Un message d'erreur apparaît si des anomalies se produisent au cours de la transmission par l'interface RS 232. Ce message n'apparaît pas dans la configuration "Printer on".

Causes possibles :

- Envoi d'un signe final non valable (débordement du récepteur)
- Mauvais réglage de la vitesse de transmission (bauds) (voir page 10)
- Anomalie en cours de transmission
- Mauvais format de données (voir page 20), par exemple bit de parité

ERROR 18

Si l'appareil détecte une anomalie dans le système au cours de l'autotest, il affiche ce message d'erreur.

Causes possibles :

- Les données de la configuration ou de l'étalonnage sont défectueuses, configurez et étalonnez à nouveau l'appareil entièrement

ERROR 19 Erreur dans les données de compensation ou dans la mémoire système. L'afficheur indique "FAIL".

FA IL

Causes possibles :

- EPROM ou RAM défectueuse
- Erreur dans les données de compensation de l'appareil

Remarque 

Ce message d'erreur ne devrait normalement pas apparaître, car l'appareil est protégé contre la perte des données par plusieurs fonctions de sécurité.

Il n'existe aucune solution à l'apparition d'un tel message. L'appareil doit être réparé à l'usine puis réglé à nouveau.

Entretien

Changement des piles



Lorsque le symbole de la pile apparaît sur le visuel, les piles sont usées. Vous pouvez cependant utiliser encore l'appareil pendant quelques jours. Si la tension des piles continue à diminuer, l'appareil s'éteint. (Comme la consommation des piles à l'utilisation de l'interface est supérieure, le symbole de la pile apparaît dans ce cas plus tôt.)



Les piles ne doivent pas être remplacées à l'intérieur de la zone exposée au risque d'explosion. Seule l'utilisation de piles mignon (AA) alcali-manganèse est autorisée. Assurez-vous, après le remplacement des piles, que l'appareil a été soigneusement refermé et que le volet de protection portant la plaque signalétique est bien fixé correctement sur l'appareil.

Pour remplacer les piles, vous avez besoin de 3 piles mignon (AA) alcali-manganèse et d'un tournevis (au choix plat ou cruciforme).

- Fermez le volet de protection de l'appareil et retirez le carquois à électrodes.
- Desserrez les quatre vis au dos de l'appareil et retirez le couvercle.
- Enlevez les piles usées de leur support.
- Insérez les piles neuves dans le sens indiqué.
- Veillez à ce que le volet de protection de l'appareil soit bien emboîté dans les logements prévus à cet effet et que le joint caoutchouc soit correctement positionné, tout particulièrement dans la zone de la douille pH.
- Remontez le couvercle et fixez-le au moyen des vis. Serrez les vis soigneusement.
- Remontez le carquois à électrodes.

Au cours du changement des piles, toutes les données de l'étalonnage et de la configuration ainsi que le contenu de la mémoire de mesure sont conservés. L'horloge d'étalonnage continue de marcher. Vous devez régler à nouveau

l'heure et la date. L'appareil passe en mesure du pH (également l'enregistreur de données piloté par événement). Le numéro courant d'emplacement en mémoire de mesure est remis à 00.

Attention



Si vous souhaitez entreposer l'appareil pendant une période prolongée, vous devez obligatoirement retirer les piles auparavant. L'écoulement de l'électrolyte des piles risque d'endommager l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour enlever la poussière et les impuretés, vous pouvez nettoyer la surface de l'appareil à l'eau, au besoin en utilisant un détergent domestique doux.

Attention



Faire attention à l'électricité statique en utilisant l'appareil en zone exposée au risque d'explosion !
Ne frottez jamais l'appareil avec un chiffon sec par exemple.

Annexe

Accessoires

Designation	N° de commande
Electrode pH de pénétration LoT406-M6-DXK-S7/25 *)	10 406 3123
Couteau de perforation	00 406 3000
Kit de perforation et mesure (électrode et couteau)	00 406 3002
Support d'électrode, 5 pièces (pour con- servation étanche de l'électrode pH)	52 120 695
Adaptateur N°1 (pour électrodes à tête enfichable et câble fixe InLab®)	52 000 500
Adaptateur N°2 (pour électrode de pénétration LoT406-M6-DXK-S7/25)	52 000 501
Câble coaxial AS7/1m/-15.30, DIN 19 262	1 003 0100
Sonde de température	52 120 350
Tampon pH 2,00 (incolore), 250 ml	20 9852 250
Tampon pH 4,01 (rouge), 250 ml	20 9863 250
Tampon pH 7,00 (vert), 250 ml	20 9865 250
Tampon pH 9,21 (bleu), 250 ml	20 9866 250
Sachets de tampon à usage unique pH 4,01, 30 sachets	51 302 069
Sachets de tampon à usage unique pH 7,00, 30 sachets	51 302 047
Sachets de tampon à usage unique pH 9,21, 30 sachets	51 302 070

*) Pour de plus amples informations sur les autres types d'électrodes, veuillez s'il vous plaît nous contacter.

Caractéristiques techniques pH-mètre 1140/1140-X

Gammes de mesure	pH: -2,00 ... +16,00 mV: -1300 ... +1300 °C: -20,0 ... +120,0
Affichage	Ecran LCD 35 x 67 mm, hauteur de caractères 15 mm
Cycle de mesure	env. 1 s
Erreur de mesure (+ 1 unité)	pH: < 0,01 mV: < 0,1 % de valeur mesurée + 0,3 mV °C: < 0,3 K
Entrée	DIN 19 262
Résistance d'entrée	$> 1 \times 10^{12} \Omega$
Courant d'entrée (20 °C)	$< 1 \times 10^{-12} \text{ A}$
Adaptation de la chaîne de mesure	Calimatic [®] , étalonnage automatique avec détection automatique du tampon (brevêt allemand 29 37 227) Adaptation manuelle de la chaîne de mesure
Surveillance de l'appareil et de la chaîne de mesure	Sensoface [®] : analyse l'intervalle d'étalonnage ainsi que le point zéro, la pente et le temps de réponse de la chaîne de mesure, témoin optique bon/moyen/mauvais Horloge d'étalonnage: surveille les intervalles d'étalonnage, configuration possible 1 ... 1000 heures, commutable Autotest de l'appareil: à la mise sous tension
Compensation de température	Pt 1000 / NTC 30 k Ω (détection automatique à la mise sous tension) ou manuelle
Mémoire de mesure	100 emplacements en mémoire: pH/mV, temp., heure, date
Enregistreur de données	Manuel, piloté par intervalle ou par événement ^{*)}
Interface	Interface série RS 232, bidirectionnelle, asynchrone, vitesse de transmission configurable, utilisable au choix comme interface imprimante ou ordinateur
Sauvegarde des données	Données de configuration, étalonnage et compensation >10 ans

*) configurable

Coupage automatique	au choix après 1 ou 12 heures*)	
Antiparasitage	selon EN 50 081-1 et EN 50 081-2	
Immunité aux perturbations	selon EN 50 082-1, EN 50 082-2 et NAMUR NE 21	
Protection ADF (seulement 1140-X)	EEx ia IIC T6	
Température ambiante	Service:	-10 ... +55 °C
	Transport et stockage:	-20 ... +70 °C
Alimentation	3 piles AA (mignon), alcali-manganèse	
Durée d'utilisation	env. 2000 h ¹⁾ , horloge > 2 ans	
Boîtier	Matière: PA, protection: IP 66, avec carquois à électrodes intégré	
Dimensions	133 x 160 x 30 mm (l x h x p)	
Poids	env. 560 g avec piles	

*) configurable

1) La vie utile de la pile incluse dans l'appareil peut être plus courte à cause du stockage.

Certificat de conformité

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



CERTIFICATE OF CONFORMITY

PTB No. Ex-96.D.2140

(TRANSLATION)

- (1) This certificate is issued for the electrical apparatus
pH-Transmitter type 11.0X
- (2) manufactured by Mettler Toledo AG
CH-8902 Urdorf
- (3) This electrical apparatus and any acceptable variation thereto is specified in the Schedule to this Certificate of Conformity.
- (4) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, being an Approved Certification Body in accordance with article 14 of the Council Directive of the European Communities of December 18, 1975 (76/117/EEC), confirms that this electrical apparatus has been found to comply with the harmonized European Standards

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres

EN 50 014 1977 + A1...A5 (VDE 0170/0171 Part 1/1.87) General Requirements

EN 50 020 1977 + A1...A5 (VDE 0170/0171 Teil 7/4.92) Intrinsic Safety "i"

after the apparatus has been successfully subjected to pattern evaluation. The results of this pattern evaluation have been recorded in a confidential test report.

- (5) The apparatus marking shall include the code:
EEx ia IIC T6
- (6) The manufacturer shall be responsible for ensuring that any apparatus bearing the above marking conforms to the test documents specified in the Schedule to this certificate and that the routine verifications and tests prescribed have been carried out successfully.
- (7) The electrical apparatus may be marked with the Distinctive Community Mark according to Annex II to the Council Directive of February 6, 1979 (79/196/EEC). A facsimile of this mark is printed on this sheet of the certificate.

By order

Dr.-Ing. Johannsmeyer
Oberregierungsrat



Braunschweig, 26.11.1996

Test certificates without signature and official stamp shall not be valid.

The certificates may be circulated only without alteration.

Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

In case of dispute, the German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

SCHEDULE

to Certificate of Conformity PTB No. Ex-96.D.2140

The apparatus and the according pH- resp. Redox- and temperature measuring electrodes are used for measurement in the electrochemical and environmental range of application.

PT 1000- resp. NTC-sensors which are either separate or mounted inside the pH-electrode enable general, precise temperature measurements and an automatic temperature compensation during the pH-measurement.

The permissible ambient temperature range is $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Electrical Data

Auxiliary supply	three mounted Alkaline-Manganese-cells, type AA
pH temperature measuring circuit (BU 2, 3, 4)	type of protection "Intrinsic Safety" EEx ia IIC maximum values: $U_o \leq 5\text{ V}$ $I_o \leq 11\text{ mA}$ $P_o \leq 13\text{ mW}$ $R_i > 487\ \Omega$ maximum permissible external capacitance 1 μF maximum permissible external inductance 5 mH internal capacitance 30 nF internal inductance negligible small
Interface circuits RxD, TxD (BU 5, 6, 7)	$U_m = 250\text{ V}$ Operation outside hazardous areas only. The pH temperature measuring circuit may not lead into the hazardous area if the interface is connected to a non intrinsically safe circuit.

Test document

Certificate of Conformity PTB No. Ex-96.D.2139

By order


Dr.-Ing. Johannsmeyer
Oberregierungsrat



Braunschweig, 26.11.1996

Sheet 1/1

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Schedule to Certificate of Conformity PTB No. -Ex-96.D.2140

National Annex

to Certificate of Conformity PTB No. Ex-96.D.2140

In the area of application of the "Regulation concerning electrical equipment in potentially explosive atmospheres" (ElexV), the following is additionally applicable to the use of the equipment:

Use of the equipment in the zone 0 hazardous area

(a) Appraisal

Based on the documents submitted and the present state of knowledge, there will be no safety reservations about short time use of the pH/Pt-1000 sensors type ZU 6979 X0 in zone 0 of tanks for all flammable liquids of classes of hazard A1, AII and B, with the exception of carbon bisulphide, if the equipment is used inside tanks or pipings in which explosive vapour/air mixtures occur at pressures of 0,8 to 1,1 bar and at mixture temperatures of -20 °C to +60 °C (explosive atmospheres).

(b) Conditions

1. In portable application in hazardous area zone 0 the pH/Pt-1000 sensors type ZU 6979 X0 have to be connected to the tank via a ground terminal in advance.
2. The pH-Transmitter type 11 0X (portable apparatus) shall only be used in hazardous area Zone 1.
3. The pH temperature measuring circuit of the pH-Transmitter type 11.0X shall only be connected to the pH/Pt 1000 sensors type ZU 6979 X0.

By order


Dr.-Ing. Johannes
Oberregierungsrat



Braunschweig, 26.11.1996

Sheet 1/1

4 Remarques générales sur les mesures

Remarque  Le chapitre “Remarques générales sur les mesures” donne un récapitulatif des points les plus importants à observer pour la mesure du pH. Si vous êtes suffisamment familiarisés avec la pratique de la mesure du pH, vous pouvez sauter ce chapitre.

Remarques sur la mesure du pH

Généralités Deux électrodes sont nécessaires à la mesure électrométrique du pH, une électrode en verre et une électrode de référence. Ces deux électrodes constituent la chaîne de mesure. Elles sont généralement proposées conjointement dans un même tube de verre ou de plastique et forment ce que l'on appelle une électrode combinée.

Au cours de la mesure du pH, il est nécessaire de réaliser en même temps une mesure de la température. L'indication d'un pH n'est correcte que si la température correspondante est également précisée, par exemple $\text{pH}_{25^\circ\text{C}} = 7,15$.

L'emploi d'une sonde de température combinée à la chaîne de mesure permet d'exploiter de façon optimale les avantages du pH-mètre à commande par microprocesseur.

Étalonnage et mesure Les propriétés des chaînes de mesure dépendent de chaque modèle, sont changeantes et variables en fonction de la température. Vous devez par conséquent adapter votre appareil de mesure aux propriétés momentanées de la chaîne de mesure. Ce processus est appelé étalonnage.

L'étalonnage est réalisé par une série de mesures dans des solutions tampons. Il s'agit de solutions dont la valeur du pH est parfaitement définie. Le pH-mètre 1140 vous offre deux modes d'étalonnage au choix : l'étalonnage automatique avec le système Calimatic® et l'étalonnage manuel.

Étalonnage automatique avec Calimatic®

Les tableaux de valeurs de différents jeux de tampons sont enregistrés dans le pH-mètre 1140/1140-X en fonction de la température. Il vous suffit de sélectionner une première fois, à la mise en service de l'appareil, le jeu de tampons que vous utilisez et de le programmer dans l'appareil (voir page 9). Ensuite, le système breveté Calimatic® étalonne l'appareil automatiquement par simple action sur le clavier.

Vous effectuez l'étalonnage en utilisant deux solutions tampons différentes que vous prélevez dans le jeu de tampons sélectionné. L'ordre des solutions n'a pas d'importance. Le pH-mètre mesure les tensions de la chaîne de mesure avec les températures et les compare aux tableaux pH/température programmés des solutions tampons. A partir de ces valeurs mesurées, l'appareil calcule le point zéro et la pente de la chaîne de mesure. Ce mode d'étalonnage avec deux solutions tampons est un étalonnage en deux points.

Pour réaliser un étalonnage en un point, vous n'utilisez qu'une seule solution tampon et interrompez le processus après la première mesure d'étalonnage. Il ne se produit alors qu'une adaptation du point zéro. La valeur précédente de la pente est conservée. Comme l'étalonnage en deux points est à peine plus complexe avec les appareils modernes à microprocesseur, cette méthode devrait toujours être préférée.

Remarque

Les solutions tampons utilisées pour l'étalonnage doivent toujours correspondre au jeu de tampons que vous avez programmé dans l'appareil.

Étalonnage manuel

Si vous souhaitez travailler avec des solutions tampons spéciales, qui ne sont pas comprises dans les jeux de tampons en mémoire, vous devez choisir l'étalonnage manuel (voir page 9). Dans ce mode, vous spécifiez à l'appareil vos propres valeurs tampons en fonction de la température (pH à la température d'étalonnage). Une fois programmées, les valeurs restent enregistrées. Au prochain étalonnage, l'appareil vous propose à nouveau ces valeurs. Vous n'avez donc pas à les reprogrammer, mais vous devez garder l'ordre du dernier étalonnage.

Remarque

Assurez-vous que les valeurs tampons sont bien enregistrées en fonction de la température. Vous ne devez pas enregistrer la valeur nominale du tampon, mais la valeur du pH de la solution tampon à la température d'étalonnage.

Intervalles d'étalonnage

La fréquence des étalonnages dépend pour une grande part des conditions dans lesquelles vous effectuez la mesure. Il n'est par conséquent pas possible d'édicter une loi universellement applicable.

Vous pouvez toutefois renouveler l'étalonnage plus souvent au départ. Si les valeurs que vous obtenez au cours de l'étalonnage (point zéro et pente de la chaîne de mesure) ne présentent que de très faibles écarts, vous pouvez alors espacer davantage les étalonnages.

Si vous effectuez des mesures dans des conditions qui n'évoluent pas, un étalonnage hebdomadaire peut être suffisant. Par contre, pour les fluides avec d'importantes différences de température ou de pH, il peut être nécessaire de réaliser un étalonnage avant chaque mesure.


Vous devez configurer l'horloge d'étalonnage pour contrôler l'intervalle d'étalonnage (voir page 9).

Ce à quoi vous devez faire attention :

- Pour les électrodes à électrolyte liquide, ouvrez l'orifice de remplissage de la solution KCl pour l'étalonnage, la mesure et le nettoyage.
- Plongez l'électrode dans la solution tampon pour que la membrane de verre et le diaphragme soient entièrement immergés.
- Le temps de réponse de la chaîne de mesure est considérablement réduit si vous agitez tout d'abord la chaîne de mesure dans la solution tampon puis l'immobilisez pour relever les valeurs.
- Rincez toujours la chaîne de mesure à l'eau distillée avant de la plonger dans la solution tampon.
- Travaillez de préférence avec un étalonnage en deux points.

- ❑ Si vous effectuez l'étalonnage sans sonde de température, assurez-vous que la température que vous introduisez manuellement correspond bien à la température réelle de la solution tampon et du milieu à mesurer.

Structure d'une électrode combinée à électrolyte liquide



Solutions tampons

Vous avez besoin de deux solutions tampons pour l'étalonnage en deux points. Les valeurs du pH de ces deux solutions devraient être généralement distantes d'au moins deux unités pH et englober la valeur de mesure attendue.

Remarque

Pour garantir l'exactitude des mesures, les solutions tampons ne doivent pas être souillées.

- ❑ Ne reversez par conséquent jamais la solution tampon utilisée dans le réservoir. N'utilisez aucune solution tampon ayant déjà servi.
- ❑ Ne plongez jamais l'électrode directement dans le réservoir.
- ❑ Gardez toujours le réservoir fermé. Le dioxyde de carbone présent dans l'air peut fausser la solution tampon.

Remarque

Vous pouvez éviter les problèmes décrits ci-dessus en employant des sachets d'étalonnage (voir accessoires disponibles, page 32).

Chaînes de mesure

En raison de leur plus grande facilité de mise en oeuvre, on utilise généralement aujourd'hui des électrodes combinées.

En cas d'utilisation d'électrodes uniques, vous devez veiller à la symétrie de montage :

- ❑ Les systèmes d'évacuation de l'électrode de verre et de référence doivent avoir le même potentiel (par exemple Ag/AgCl, KCl 3 mol/l, AgCl saturé pour les deux, ou "Calomel", KCl saturé pour les deux).
- ❑ Les électrodes de verre thalamide ne peuvent être combinées qu'aux électrodes de référence thalamide.

Le point zéro nominal des chaînes de mesure du commerce se situe autour de pH 7.

Entretien des chaînes de mesure

Un nettoyage et un entretien corrects des chaînes de mesure accroissent leur durée d'utilisation et la précision de la mesure. Vous devez par conséquent respecter les points suivants :

- ❑ Conservez les chaînes de mesure dans une solution KCl (électrolyte de référence).
Pendant quelques heures seulement, la chaîne de mesure peut aussi rester dans le carquois à électrodes, même sans liquide.
- ❑ Humidifiez les chaînes de mesure sèches avant le premier usage pendant 12 heures au maximum dans une solution KCl.
- ❑ Avec les électrodes à électrolyte liquide, ouvrez l'ouverture de remplissage de la solution KCl pour l'étalonnage, la mesure et le nettoyage.
- ❑ Au moment de la mesure, veillez à ce que l'électrolyte de la chaîne de mesure dépasse toujours d'au moins 2 cm le niveau du milieu à mesurer. Ajoutez de la solution KCl au besoin. Utilisez la solution KCl préconisée par le fabricant.

Les souillures de la chaîne de mesure par des graisses et des huiles peuvent être enlevées avec de l'eau très chaude et un produit de rinçage courant, ou si la souillure est prononcée, aussi avec un produit à récurer en faisant très attention.

Les souillures dues à l'albumine peuvent être supprimées en faisant agir pendant une heure une solution de pepsine-acide chlorhydrique (nettoyant pour électrode).

- ❑ Ne séchez pas la chaîne de mesure avec un chiffon ou du non-tissé. Cela peut provoquer des charges électriques qui fausseraient temporairement les mesures ultérieures ou les rendraient même impossibles.

Compensation de température

La compensation de température prend en compte la relation existant entre la pente de la chaîne de mesure et la température. La température de référence utilisée pour indiquer le point zéro et la pente de l'appareil est de 25°C. Le pH du milieu à mesurer dépend aussi de la température. Cette relation en fonction de la température n'est pas connue et dépend de la composition du milieu. Il n'est donc pas possible de compenser ces variations en fonction de la température. Par conséquent, indiquez toujours la température au moment de la mesure en même temps que la valeur du pH (important pour comparer les mesures du pH !).

Remarque

Si une différence de température importante est constatée entre l'étalonnage et la mesure, une évolution supplémentaire du point zéro et de la pente de la chaîne de mesure en fonction de la température peut être gênante. Cette relation ne correspond à aucun déterminisme scientifique général (à l'inverse de la relation entre la pente et la température). Si vous voulez obtenir une précision de mesure particulièrement élevée, vous pouvez éliminer ce défaut en effectuant l'étalonnage à la température de la mesure (recommandation DIN 19268). La relation du pH du tampon d'étalonnage en fonction de la température est automatiquement prise en compte au cours de l'étalonnage par le système Calimatic®.

Termes techniques

BPL	Bonnes pratiques de laboratoire : règles concernant l'exécution et la documentation des mesures en laboratoire.
cal	Touche d'appel de la fonction étalonnage.
Calimatic®	Détection automatique des tampons. Avant d'effectuer le premier étalonnage, il faut activer une fois le jeu de tampons utilisé. Le système breveté Calimatic® identifie alors automatiquement la solution tampon mise en oeuvre au cours de l'étalonnage.
Chaîne de mesure pH	Une chaîne de mesure pH se compose d'une électrode de verre et d'une électrode de référence. L'association de ces deux électrodes constitue une chaîne de mesure. Si l'électrode de verre et l'électrode de référence sont réunies dans un seul tube, on parle alors d'une électrode combinée.
Coupure automatique	Pour préserver les piles, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Cette coupure peut s'effectuer au choix après une heure ou seulement après douze heures. L'appareil ne s'éteint pas si l'enregistreur de données ou l'interface sont actifs.
Electrode combinée	Electrode de verre et électrode de référence combinées dans un seul tube de verre.
Enregistreur de données	L'enregistreur de données collecte jusqu'à 100 valeurs (pH ou mV) conjointement avec la température, la date et l'heure dans la mémoire de mesure. L'enregistrement peut être piloté, au choix, par horloge ou par événement (différence entre les mesures) ou manuellement par pression sur une touche.

Étalonnage	Adaptation du pH-mètre aux propriétés courantes de la chaîne de mesure. Une adaptation du point zéro et de la pente est effectuée. L'étalonnage peut se faire, au choix, en un point ou en deux points. Seul le point zéro est ajusté au cours de l'étalonnage en un point.
Étalonnage en deux points	Étalonnage prenant en compte le point zéro et la pente de la chaîne de mesure. Deux solutions tampons sont nécessaires à l'étalonnage en deux points.
Étalonnage un point	Étalonnage au cours duquel seul le point zéro de la chaîne de mesure est pris en compte. La valeur précédente de la pente est conservée. Une seule solution tampon est nécessaire à l'étalonnage en un point.
Jeu de tampons	Contient des solutions tampons sélectionnées qui peuvent être utilisées pour l'étalonnage automatique par le système Calimatic®. Le jeu de tampons doit être enregistré avant le premier étalonnage.
meas	Cette touche permet de retourner au mode mesure à partir de tous les autres niveaux. En mode mesure, vous pouvez commuter entre mV et pH.
Mémoire de mesure	La mémoire de mesure vous permet d'enregistrer jusqu'à 100 valeurs (pH ou mV) conjointement à la température, l'heure et la date.
NAMUR	Commission de normalisation des matériels de mesure et de régulation utilisés dans l'industrie chimique
Pente de la chaîne de mesure	Elle est indiquée en % de la pente théorique (59,2 mV/pH à 25 °C). La pente est différente pour chaque chaîne de mesure et varie en fonction du vieillissement et de l'usure.
Point zéro de la chaîne de mesure	Tension fournie par une chaîne de mesure du pH à la valeur pH 7. Le point zéro est différent pour chaque chaîne de mesure et varie en fonction du vieillissement et de l'usure.

Sensoface®	Surveillance automatique de la chaîne de mesure. Le témoin Sensoface® renseigne sur l'état de la chaîne de mesure et de l'appareil. Ce dispositif analyse le point zéro, la pente et le temps de réponse de la chaîne de mesure ainsi que l'intervalle d'étalonnage.
Solution tampon	Solution dont la valeur du pH est parfaitement définie pour permettre l'étalonnage du pH-mètre.
Temps de réponse	Temps s'écoulant depuis le début d'une opération d'étalonnage jusqu'à la stabilisation de la tension de la chaîne de mesure.

Répertoire des mots clés

😊 😐 😞, 23

A

Accessoires, 32

Affichage de la température ,
Configuration , 11

Afficheur , 4

B

BPL , Description , 44

C

Câble d'interface, 21

Calimatic, 12, 39
Configuration, 9
Description, 44

Caractéristiques techniques , 33

Certificat de conformité ADF , 35

Chaîne de mesure
Pente de la, Description, 45
Point zéro de la, Description,
45
Raccordement, 6
Surveillance, 6, 23

Chaîne de mesure pH , Descrip-
tion , 44

Clavier , 4

Commandes d'interface , 20

Configuration, 8

Connexions (repérage des), 6

Consignes de sécurité , III

Coupure automatique , 10
Description , 44

D

Date (format de la), 11

Description succincte , 1

Diagnostic, Sensoface , 23

Données (format des), 20

E

Electrode combinée , Description ,
44

Enregistrement , 16
Automatique , 17

Enregistreur de données
Description , 44
Programmation , 18

Entretien, 30

Etalonnage, 12, 38
Automatique, 12, 39
Configuration, 9
Description, 45
Manuel, 13, 39
Configuration, 9
Solutions tampons, 41

Etalonnage en deux points , 13,
14
Description , 45

Etalonnage en un point , 13, 14
Description , 45

F

Format de l'heure , Configuration ,
11

Format des données, 20

Fourniture , 1

H

Heure (format de l'), 11

Horloge, 19

Horloge d'étalonnage, Configuration, 9

I

Interface, Paramètres, 20

Interface RS-232 , 20

Intervalles d'étalonnage, 40

Introduction manuelle de la température, 15

J

Jeu de tampons , Sélection , 9

Jeu de tampons d'étalonnage , Description , 45

M

Mémoire

- Consultation , 16
- Ecriture , 16
- Effacement, 16
- Lecture , 16

Mémoire de mesure , Description , 45

Menu configuration, 8

Messages , Sensoface , 23

Messages d'erreur , 24-27

Mesure , 15

Mesure du pH, Remarques, 38

Mesure Généralités, 38

Mise en service , 6

Mode horloge, 19

Mode mesure , 15

mV (mesure), 15

N

NAMUR , Description , 45

P

Paramètres de l'interface, 20

Pente de la chaîne de mesure , Description , 45

pH (mesure du), 15

Point zéro de la chaîne de mesure , Description , 45

Procès-verbaux, 21

Protocole, 20

R

Raccordement , Chaîne de mesure , 6

Réglage de l'horloge, 19

Repérage des connexions , 6

- S**
- Sensoface , 6, 23
 - Description , 46
 - Diagnostic , 23
 - Messages , 23
 - Smiley , 23
 - Solution tampon, 41
 - Description, 46
 - Structure de l'appareil , 3
 - Surveillance de la chaîne de mesure , Sensoface , 23
- T**
- Tampons d'étalonnage (jeu de), 45
- Température (affichage de la), 11
- Température (introduction manuelle de la), 15
- Temps de réponse , Description , 46
- Tension (mesure de la), 15
- Termes techniques , 44
- V**
- Valeurs mesurées, 20
 - Enregistrement, 16
 - Vitesse de transmission , Réglage , 10

- BR Mettler-Toledo Ind. e. Com. Ltda.**, Alameda Araguaia,
451-Alphaville., BR-06455-000 Barueri-SP, Brazil
Tel. +55 11 4166 74 00, Fax +55 11 4166 74 01
- D Mettler-Toledo GmbH, Prozeßanalytik**, Ockerweg 3,
D-35396 Giessen, Germany
Tel. +49 641 507-333, Fax +49 641 507-397
- F Mettler-Toledo Analyse Industrielle Sàrl**, 30 Boulevard de Douaumont,
BP 949, F-75829 Paris Cedex 17, France
Tel. +33 1 47 37 06 00, Fax +33 1 47 37 46 26
- USA Mettler-Toledo Ingold, Inc.**, 36 Middlesex Turnpike,
Bedford, MA 01730, USA
Tel. +1 781 301-8800, Fax +1 781 271-0681