




Soluzioni di pesata Excellence




Kit antistatico

Eliminate le cariche elettrostatiche dai campioni



Passaggio del campione attraverso lo ionizzatore a C
Il kit antistatico rimuove completamente la carica elettrostatica dai campioni, eliminando la dispersione delle sostanze in polvere e garantendo così risultati altamente riproducibili.


METTLER TOLEDO



Kit antistatico

Kit antistatico per bilance analitiche, microbilance e ultramicrobilance XP. L'elettrodo a C elimina automaticamente le cariche elettrostatiche dal campione prima della pesata, rendendo sicura la sua manipolazione.

Kit antistatici



Descrizione	Kit antistatico universale completo (comprendente elettrodo a C grande e alimentatore universale)	Kit antistatico integrato completo (comprendente elettrodo monopunto e alimentatore XP)	Secondo elettrodo monopunto opzionale per kit antistatici integrati XP
Bilance	Tutti i modelli	Bilance analitiche XP e microbilance XP56/26 (inclusa DR)	
Ordine n°	11107767	11107761	11107762

Singoli componenti antistatici



Descrizione	Elettrodo a C grande	Elettrodo a C piccolo	Elettrodo monopunto	Alimentatore XP	Alimentatore universale
	Raccomandato per tutti i tipi di campioni e recipienti di tara	Raccomandato per campioni piccoli	Raccomandato per campioni piccoli su spatola	Accensione/spegnimento automatici, sincronizzati con l'apertura dello sportello	Accensione/spegnimento manuali
Bilance	Tutti i modelli	Tutti i modelli	Tutti i modelli	Bilance analitiche, microbilance e ultramicrobilance XP	Tutti i modelli
Ordine n°	11107764	11140161	11107765	11107763	11107766

Mettler-Toledo AG

Laboratorio e tecnologie di pesata
CH-8606 Greifensee, Switzerland
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Soggetto a modifiche tecniche
© 01/2010 Mettler-Toledo AG
Stampato in Svizzera 11796359
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/lab-AntiStatic

Per ulteriori informazioni