

Wagosuszarki



HE73 i HE53 **Wagosuszarki halogenowe**

Wiarygodne wyniki

Prosta obsługa

Jakość za przystępną cenę



Wilgotność ma znaczenie

Szybka i łatwa analiza

METTLER TOLEDO

Wiarygodna, prosta i niedroga

Solidna inwestycja w jakość

Wagosuszarki halogenowe HE73 i HE53 są niezawodnymi i ekonomicznymi urządzeniami do oznaczania zawartości wilgoci w produktach, służącymi utrzymaniu jakości i zapewnieniu optymalnego dopuszczalnego okresu magazynowania. Te solidnie skonstruowane i przystępne cenowo analizatory zawartości wilgoci są efektem bogatego doświadczenia METTLER TOLEDO w produkcji urządzeń precyzyjnych oraz zdobywanej od lat wiedzy specjalistycznej z dziedziny analizy wilgoci.

Wagosuszarki HE73 i HE53 są proste w obsłudze, nawet dla nieprzeszkolonych użytkowników. Pomoc ekranowa oraz nasz bezpłatny przewodnik dotyczący wilgoci to wszystko, czego potrzeba, aby w kilka minut przygotować stanowisko i rozpocząć wiarygodne pomiary wilgoci. Urządzenie skonstruowano w Szwajcarii, więc nie tylko możesz ufać pomiarom wilgoci, ale też mieć pewność, że przez wiele lat zachowa znakomitą sprawność.

Wiarygodne wyniki



Urządzenia HE73 i HE53 dostarczają dokładnych i powtarzalnych wyników pomiarów wilgoci w ciągu zaledwie kilku minut.

- Wiarygodność
- Efektywność
- Większa produktywność

Jakość za przystępną cenę



Wraz z technologią suszenia halogenowego i urządzeniem ważącym otrzymujesz doskonały produkt.

- Nowoczesna technologia
- Solidna konstrukcja
- Długa żywotność urządzenia

Wiedza na temat wilgoci



Skorzystaj z naszej wiedzy fachowej, aby móc od razu przystąpić do analizy wilgoci.

- Szybka gotowość do pracy
- Szkolenie internetowe
- Gotowe metody suszenia



Szybki odczyt wilgoci w łatwym 3-etapowym procesie

Analiza wilgoci jeszcze nigdy nie była tak łatwa: wystarczy skorzystać z graficznych wskazówek na ekranie, a wyniki będą gotowe już po kilku minutach.



1. Wytaruj pustą szalkę.



2. Dodaj próbkę i równomiernie ją rozprowadź.





3. Naciśnij Start. Wyniki zobaczysz na ekranie już po kilku minutach.

METTLER TOLEDO Service

Nasza ogólnosiwiatowa sieć serwisowa jest zawsze gotowa służyć wsparciem w zakresie wzorcowania i konserwacji, aby sprawność wagosuszarki użytkownika utrzymać na najwyższym poziomie.

Dane techniczne



	HE73	HE53
Zakres ważenia	71 g	54 g
Dokładność odczytu	1 mg, 0,01% MC	1 mg, 0,01% MC
Powtarzalność	0,15% (próbka 2 g), 0,05% (próbka 10 g)	0,15% (próbka 2 g), 0,05% (próbka 10 g)
Wyłączenie	W pełni automatyczne, czasowe, swobodne (1 mg/10–140 s)	W pełni automatyczne, czasowe
Programy suszenia	Standardowy, szybki	Standardowy, szybki
Metody suszenia	2	1
Zakres temperatur	50–200°C (ze skokiem 1°C)	50–160°C (ze skokiem 1°C)
Nagrzewanie	Halogenowa	Halogenowa
Wyświetlanie wyników	%MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g	%MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem	LCD z podświetleniem
Funkcje wyświetlacza	Wskaźniki dla użytkownika, wskaźnik postępu	Wskaźniki dla użytkownika, wskaźnik postępu
Masa	4,1 kg	4,1 kg

Akcesoria



Aluminiowe tacki na próbki

Zapewnią najlepszą powtarzalność we wszelkich zastosowaniach.

Nr części: 13865



Filtry z włókna szklanego

Używając ich do cieczy i past, zwiększysz powtarzalność i skrócisz czas pomiaru nawet o 50%.

Nr części: 214464



Drukarki

Najszybszy sposób dokumentowania wyników pomiaru wilgoci.

Nr części:

11124300 (RS-P25)

11124303 (RS-P26)

pl.mt.com/moisture

Więcej informacji

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

Urządzenia Laboratoryjne i Wagi
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
Tel.: +48 22 440 67 00
Faks: +48 22 440 67 38

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
© 11/2014 Mettler-Toledo AG
Wydrukowano w Szwajcarii 30097241
Global MarCom Switzerland