

Контрольные гири серии Standard Классы OIML F1, F2 и M1



Долговечное исполнение

Гири Standard выполнены из первоклассной нержавеющей стали. Гири поставляются в пластмассовом ударопрочном контейнере, который соответствует требованиям FDA.



Подгоночная полость

Каждая цилиндрическая гиря этой серии имеет подгоночную полость, благодаря которой вес гири можно легко отрегулировать без применения специальных инструментов.



Широкая область применения

Серия Standard включает гири массой от 1 мг до 20 кг, которые подходят для регулярного тестирования различных весов. Гири отлично подходят для проверки точности регулировки весов в интервалах между сервисным обслуживанием.



Надежные контрольные гири с ПОДГОНОЧНОЙ ПОЛОСТЬЮ

Контрольные гири серии Standard оптимально подходят для тестирования весов в лабораторных и производственных условиях. Пластинчатые гири и цилиндрические гири с головкой изготовлены из нержавеющей стали, очень устойчивой к коррозии, и предназначены для длительной эксплуатации. Они изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 9001 и OIML R111. Цилиндрические гири с головками защищены от проникновения пыли и влаги и рассчитаны на длительную эксплуатацию. В соответствии с требованиями Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) гири легко очищаются спиртом или бензином.

Благодаря эффективной организации производства METTLER TOLEDO может предлагать качественные гири по доступной цене.

Контрольные гири Standard

Гири Standard массой от 1 мг до 20 кг полностью соответствуют требованиям OIML для классов точности F1, F2 и M1.



Нержавеющая сталь
Плотность: 7,9 кг/дм³

- Гиря и коробка
- Гиряи коробка
со свидетельством о поверке
- Пластинчатая гиря
- Маркированная пластинчатая гиря
- Цилиндрическая гиря с головкой
- Маркированная цилиндрическая гиря с головкой

Отдельные гири		F1		F2		M1	
Номинал	Форма	Номер по каталогу		Номер по каталогу		Номер по каталогу	
1 мг	<input type="checkbox"/>	30402662	30406245	30402648	30406415	30402184	30406452
2 мг	<input type="checkbox"/>	30402629	30406246	30402649	30406416	30402510	30406453
5 мг	<input type="checkbox"/>	30402630	30406247	30402650	30406417	30402355	30406454
10 мг	<input type="checkbox"/>	30402631	30406388	30402651	30406418	30402585	30406455
20 мг	<input type="checkbox"/>	30402632	30406389	30402652	30406419	30402586	30406456
50 мг	<input type="checkbox"/>	30402633	30406390	30402653	30406420	30402587	30406457
100 мг	<input type="checkbox"/>	30402634	30406391	30402654	30406421	30402638	30406458
200 мг	<input type="checkbox"/>	30402635	30406392	30402655	30406422	30402639	30406459
500 мг	<input type="checkbox"/>	30402636	30406393	30402656	30406423	30402640	30406460
1 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402637	30406394	30402657	30406424	30402641	30406371
2 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402688	30406395	30402658	30406425	30402642	30406372
5 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402689	30406396	30402659	30406426	30402643	30406373
10 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402690	30406397	30402603	30406427	30402644	30406374
20 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402691	30406398	30402604	30406428	30402645	30406375
50 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402574	30406399	30402660	30406429	30402646	30406376
100 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402783	30406400	30402661	30406430	30402647	30406377
200 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402698	30406401	30402577	30406431	30402576	30406478
500 г	<input checked="" type="checkbox"/>	30402701	30406402	30402700	30406432	30402699	30406479
1 кг	<input checked="" type="checkbox"/>	30402664	30406403	30402663	30406433	30402702	30406480
2 кг	<input checked="" type="checkbox"/>	30402667	30406404	30402666	30406434	30402665	30406481
5 кг	<input checked="" type="checkbox"/>	30402710	30406405	30402709	30406435	30402708	30406482
10 кг	<input checked="" type="checkbox"/>	30402714	30406406	30402712	30406436	30402711	30406483
20 кг	<input checked="" type="checkbox"/>	30402782	30406407	30402781	30406437	30402780	30406484

Наборы гирь	1–						1–	
	500 мг	200 г	1 кг	2 кг	5 кг	50 г	500 г	
1 мг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2 мг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
5 мг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10 мг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
20 мг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
50 мг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
100 мг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
200 мг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
500 мг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
50 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
100 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
200 г		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
500 г			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
1 кг			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2 кг				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
5 кг					<input checked="" type="checkbox"/>			
Кол-во гирь	12	23	25	27	28	8	12	

Наборы гирь	F1		F2		M1	
	Номер по каталогу	Номер по каталогу	Номер по каталогу	Номер по каталогу	Номер по каталогу	Номер по каталогу
1 мг – 500 мг	30402723	30406408	30402722	30406438	30402721	30406445
1 мг – 200 г	30402717	30406409	30402716	30406439	30402715	30406446
1 мг – 1 кг	30402735	30406410	30402734	30406440	30402732	30406447
1 мг – 2 кг	30402684	30406411	30402683	30406441	30402682	30406448
1 мг – 5 кг	30402687	30406412	30402686	30406442	30402685	30406449
1 – 50 г	30402681	30406413	30402680	30406443	30402679	30406450
1 – 500 г	30402730	30406414	30402729	30406444	30402728	30406451



METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Адреса местных представительств: www.mt.com/contacts

Возможны изменения технических характеристик
© 07/2017 METTLER TOLEDO. Все права защищены
30425920A
Global MarCom 2284 LK/DK

www.mt.com/weights

Дополнительная информация