



BioClean Ultra™

認定済みの完全不活性チップ

ヒンジ付きラック

省スペースの詰め替え

LTS™タイプと汎用タイプ

コンタミネーションフリーのパフォーマンス レイニンBioClean Ultraチップの特徴

純度基準の向上 品質と性能を保証

BioClean Ultra™

…チップの純度と性能における新しいベンチマーク

BioCleanは長い間、レイニンのチップが清潔で生物学的汚染物質を含んでいないことを保証するスタンダードとなってきました。BioClean Ultraは、こうした純度における業界トップの水準をより強固なものにしました。プロテオミクス研究者のために、タンパク質とプロテアーゼを試験項目に追加しました。

BioClean Ultra品質試験プロセスの開発に合わせて、ラックチップ、グリーンパック™およびグリーンパックスペースセーバー™製品のパッケージを再設計しました。結果、一体型のラックと詰め替えシステムにより、実用性、使いやすさ、高潔度、低い環境負荷を実現しました。

レイニンが選ばれる理由

純度、性能、細部への気配りについては、当社製品に似たチップ、ラック、詰め替えシステムは存在しないということに同意していただけるのではないのでしょうか。



BioClean Ultra = 超純度

当社製チップはクラス100,000のクリーンルーム条件下で製造、タンパク質とプロテアーゼを含む広範囲な汚染物質の厳しい試験に合格し、純度保護のために丁寧に包装しています。



取り外しできるヒンジ付きカバー

思いやりのあるデザインと精密なエンジニアリングにより、120°全開の状態でもラックカバーを保持するヒンジ付きにたどり着きました。これは8または12チャンネルのピペットを、完全または一部装着するのに最適です。さらに押し、軽い力で外れます。



片手で開く

ラック前部の安全ラッチは偶発的にチップがこぼれるのを防ぎます。ラッチは親指と人差し指で軽く押すことで簡単に開きます。

一体型のラック&詰め替えシステム

グリーンパック
スペースセーバー™ (GPS)



ヒンジ式/取外し可能な
カバー付きラック(RT)

グリーンパック™ (GP)



マルチチャンネル対応

チップボックスの壁面が先細りになっているため、どの角度からでも完全なまたは部分的なチップ装着が可能です。ヒンジ付きの状態で使用しても、カバーは開いている状態のため、妨げるものがなくチップデッキまで届きます。

読みやすいラベル

ラック前部の高解像度ラベルにより、製品の詳細情報が読みやすくなりました。色付きのチップデッキをボックス周囲まで広げ、数量を分かりやすくしました。

プラスチック削減による軽量化

チップのデッキと土台を一体化することで強度と安定性を高めました。これにより、プラスチックの各使用量を平均20%削減しました。プラスチック使用量の削減は、軽量化とゴミ削減につながります。

完全にオートクレーブ可能


当社の新しいラックは完全にオートクレーブ可能であり、オートクレーブ滅菌の多くの工程に耐性があります。グリーンパックシングルラック詰め替えパック、またはスペースセーバー積み重ね式詰め替えシステムから補充可能です。

LTSライトタッチシステムチップ

標準、フィルタ、ローリテンション、広径、ロング

	品番	説明	最大容量
	ヒンジ付きRTラック		
10	30389200	RT-LTS-A-10μL-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10ラック)	20 μL
	30389228	RT-LTS-A-10μL-/S-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み)	20 μL
	30389225	RT-LTS-A-10μL-/F-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	20 μL
	30389227	RT-LTS-A-10μL-/L-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック)	20 μL
	30389229	RT-LTS-A-10μL-/L/S-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み)	20 μL
	30389226	RT-LTS-A-10μL-/F/L-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	20 μL
200/250	30389243	RT-LTS-A-250μL-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10ラック)	200 μL
	30389245	RT-LTS-A-250μL-/S-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み)	200 μL
	30389239	RT-LTS-A-200μL-/F-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	200 μL
	30389244	RT-LTS-A-250μL-/L-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック)	200 μL
	30389246	RT-LTS-A-250μL-/L/S-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み)	200 μL
	30389240	RT-LTS-A-200μL-/F/L-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	200 μL
	30389247	RT-LTS-A-250μL-/W-960/10 広径チップ960本 (96本 x 10ラック)	200 μL
	30389249	RT-LTS-A-250μL-/S/W-960/10 広径チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み)	200 μL
	30389248	RT-LTS-A-250μL-/L/W-960/10 ローリテンション広径チップ960本 (96本 x 10ラック)	200 μL
	30389250	RT-LTS-A-250μL-/L/S/W-960/10 ローリテンション広径チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み)	200 μL
	30389241	RT-LTS-A-200μL-/F/L/W-960/10 ローリテンション広径チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	200 μL
	30389251	RT-LTS-A-250μL-/X-768/8 LTSロングチップ768本 (96本 x 8ラック)	200 μL
	30389252	RT-LTS-A-250μL-/S/X-768/8 LTSロングチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	200 μL
	30389242	RT-LTS-A-200μL-/F/X-768/8 LTSロングチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	200 μL
300	30389253	RT-LTS-A-300μL-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック)	300 μL
	30389255	RT-LTS-A-300μL-/S-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	300 μL
	30389254	RT-LTS-A-300μL-/F-768/8 チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	300 μL
	30389160	RT-LTS-A-300μL-/L-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック)	300 μL
	30389161	RT-LTS-A-300μL-/L/S-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	300 μL
	30389162	RT-LTS-A-300μL-/F/L-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	300 μL
1000	30389211	RT-LTS-A-1000μL-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック)	1000 μL
	30389215	RT-LTS-A-1000μL-/S-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1000 μL
	30389212	RT-LTS-A-1000μL-/F-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	1000 μL
	30389214	RT-LTS-A-1000μL-/L-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック)	1000 μL
	30389216	RT-LTS-A-1000μL-/L/S-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1000 μL
	30389213	RT-LTS-A-1000μL-/F/L-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	1000 μL
	30389217	RT-LTS-A-1000μL-/W-768/8 広径チップ768本 (96本 x 8ラック)	1000 μL
	30389220	RT-LTS-A-1000μL-/S/W-768/8 広径チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1000 μL
	30389219	RT-LTS-A-1000μL-/L/W-768/8 ローリテンション広径チップ768本 (96本 x 8ラック)	1000 μL
	30389221	RT-LTS-A-1000μL-/L/S/W-768/8 ローリテンション広径チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1000 μL
	30389218	RT-LTS-A-1000μL-/F/L/W-768/8 ローリテンション広径チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	1000 μL
	30389222	RT-LTS-A-1000μL-/X-768/8 LTSロングチップ768本 (96本 x 8ラック)	1200 μL
	30389224	RT-LTS-A-1000μL-/S/X-768/8 LTSロングチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1200 μL
	30389223	RT-LTS-A-1000μL-/F/X-768/8 LTSロングチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	1200 μL
1200	30389230	RT-LTS-A-1200μL-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック)	1200 μL
	30389234	RT-LTS-A-1200μL-/S-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1200 μL
	30389231	RT-LTS-A-1200μL-/F-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	1200 μL
	30389233	RT-LTS-A-1200μL-/L-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック)	1200 μL
	30389235	RT-LTS-A-1200μL-/L/S-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1200 μL
	30389232	RT-LTS-A-1200μL-/F/L-768/8 LTSローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	1200 μL
2 mL	30389236	RT-LTS-A-2000μL-480/8 LTSチップ480本 (60本 x 8ラック)	2,000 μL
	30389238	RT-LTS-A-2000μL-/S-480/8 チップ480本 (60本 x 8ラック、滅菌済み)	2,000 μL
	30389237	RT-LTS-A-2000μL-/F-480/8 チップ480本 (60本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	2,000 μL
5 mL	30389256	RT-LTS-A-5000μL-192/8 LTSチップ192本 (24本 x 8ラック)	5,000 μL
	30389257	RT-LTS-A-5000μL-/S-192/8 チップ192本 (24本 x 8ラック、滅菌済み)	5,000 μL

ピペティングの快適性において、レイニンのLTS™ライトタッチ™システムに勝るものはありません



ヒンジ付きラック用のLTSチップ詰め替えパック

品番	説明	最大容量
ヒンジ付きRTラック用グリーンパック スペースセーバー詰め替えパック (空のラックは含まれません)*		
10	30389291 GPS-LTS-A-10μL-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段)	20 μL
	30389297 GPS-LTS-A-10μL-/S-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	20 μL
	30389296 GPS-LTS-A-10μL-/L-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10段)	20 μL
	30389298 GPS-LTS-A-10μL-/L/S-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	20 μL
250	30389299 GPS-LTS-A-250μL-960/10 チップ960本 (96本 x 10段)	200 μL
	30389301 GPS-LTS-A-250μL-/S-960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	200 μL
	30389300 GPS-LTS-A-250μL-/L-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10段)	200 μL
	30389302 GPS-LTS-A-250μL-/L/S-960/10 LTSローリテンションチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	200 μL
300	30389303 GPS-LTS-A-300μL-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8段)	300 μL
	30389304 GPS-LTS-A-300μL-/S-768/8 チップ768本 (96本 x 8段、滅菌済み)	300 μL
1000	30389292 GPS-LTS-A-1000μL-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8段)	1000 μL
	30389294 GPS-LTS-A-1000μL-/S-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8段、滅菌済み)	1000 μL
	30389293 GPS-LTS-A-1000μL-/L-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8段)	1000 μL
	30389295 GPS-LTS-A-1000μL-/L/S-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8段、滅菌済み)	1000 μL
ヒンジ付きRTラック用グリーンパック個別詰め替えパック		
10	30389270 GP-LTS-A-10μL-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段)	20 μL
	30389275 GP-LTS-A-10μL-/S-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	20 μL
	30389274 GP-LTS-A-10μL-/F-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み、フィルタ)	20 μL
200/250	30389277 GP-LTS-A-250μL-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段)	200 μL
	30389278 GP-LTS-A-250μL-/S-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	200 μL
	30389276 GP-LTS-A-200μL-/F-960/10 LTSチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み、フィルタ)	200 μL
1000	30389271 GP-LTS-A-1000μL-768/8 チップ768本 (96本 x 8段)	1000 μL
	30389273 GP-LTS-A-1000μL-/S-768/8 LTSチップ768本 (96本 x 8段、滅菌済み)	1000 μL
	30389272 GP-LTS-A-1000μL-/F-768/8 チップ768本 (96本 x 8段、滅菌済み、フィルタ)	1000 μL
グリーンパック&グリーンパック スペースセーバー詰め替え用ヒンジ付RT空ラック*		
30389354	GPR-LTS-A-10μL-0/10 20 μlチップ用空ラック、赤、10ラック入り**	
30389353	GPR-XXX-A-250μL-0/10 200/250 μlチップ用空ラック、緑、10ラック入り	
30397667	GPR-XXX-A-300μL-0/8 300 μlチップ用空ラック、黄、8ラック入り	
30389351	GPR-XXX-A-1000μL-0/8 1000 μlチップ用空ラック、青、8ラック入り	

* スペースセーバーにはラックが付属していません。BioClean Ultraチップを始めてご注文の際は、本詰め替えシステムをご利用いただくためにサイズの合った空ラックまたはラック付きチップをご購入ください。

** UNV 10 μL ShaftGuardチップにもご利用いただけます。

お客様のLTSピペットに適したチップは、弊社ウェブサイト上の下記のチップ検索機能をご利用ください：

▶ www.mt.com/TipFinder

汎用チップ

標準、フィルタ、ローリテンション、広径

	品番	説明	最大容量	
	ヒンジ付きRTラック			
10	30389163	RT-UNV-A-10μL-960/10 960本 (96本 x 10ラック)	10 μL	
	30389181	RT-UNV-A-10μL-/S-960/10 チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済)	10 μL	
	30389172	RT-UNV-A-10μL-/F-960/10 チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	10 μL	
	30389180	RT-UNV-A-10μL-/L-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック)	10 μL	
	30389182	RT-UNV-A-10μL-/L/S-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック)	10 μL	
	30389173	RT-UNV-A-10μL-/F/L-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	10 μL	
	30389174	RT-UNV-A-10μL-/G-960/10 ShaffGardチップ960本 (96本 x 10ラック)	10 μL	
	30389178	RT-UNV-A-10μL-/G/S-960/10 ShaffGardチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済)	10 μL	
	30389175	RT-UNV-A-10μL-/F/G-960/10 ShaffGardチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済、フィルタ)	10 μL	
	30389177	RT-UNV-A-10μL-/G/L-960/10 ShaffGardローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック)	10 μL	
10 - ShaffGard (G)	30389179	RT-UNV-A-10μL-/G/L/S-960/10 ShaffGardローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済)	10 μL	
	30389176	RT-UNV-A-10μL-/F/G/L-960/10 ShaffGardローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済、フィルタ)	10 μL	
	30/100/200/250	30389189	RT-UNV-A-20μL-/F-960/10 チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	30 μL
		30389190	RT-UNV-A-20μL-/F/L-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	30 μL
		30389170	RT-UNV-A-100μL-/F-960/10 チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	100 μL
		30389171	RT-UNV-A-100μL-/F/L-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	100 μL
		30389191	RT-UNV-A-250μL-960/10 960本 (96本 x 10ラック)	250 μL
		30389193	RT-UNV-A-250μL-/S-960/10 チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済)	250 μL
		30389186	RT-UNV-A-200μL-/F-960/10 チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	200 μL
		30389192	RT-UNV-A-250μL-/L-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック)	250 μL
30389194		RT-UNV-A-250μL-/L/S-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済)	250 μL	
30389187		RT-UNV-A-200μL-/F/L-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済み、フィルタ)	200 μL	
300	30389195	RT-UNV-A-250μL-/W-960/10 広径チップ960本 (96本 x 10ラック)	250 μL	
	30389196	RT-UNV-A-250μL-/L/W-960/10 ローリテンション広径チップ960本 (96本 x 10ラック)	250 μL	
	30389197	RT-UNV-A-250μL-/L/S/W-960/10 ローリテンション広径チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済)	250 μL	
	30389188	RT-UNV-A-200μL-/F/L/W-960/10 ローリテンション広径チップ960本 (96本 x 10ラック、滅菌済、フィルタ)	200 μL	
	30389058	RT-UNV-A-300μL-768/8 768本 (96本 x 8ラック)	300 μL	
	30389059	RT-UNV-A-300μL-/S-768/8 チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	300 μL	
	30389136	RT-UNV-A-300μL-/F-768/8 チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済、フィルタ)	300 μL	
	30389137	RT-UNV-A-300μL-/L-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック)	300 μL	
	30389138	RT-UNV-A-300μL-/L/S-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	300 μL	
	30389139	RT-UNV-A-300μL-/F/L-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	300 μL	
1000	30389164	RT-UNV-A-1000μL-768/8 768本 (96本 x 8ラック)	1000 μL	
	30389168	RT-UNV-A-1000μL-/S-768/8 チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1000 μL	
	30389165	RT-UNV-A-1000μL-/F-768/8 チップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済、フィルタ)	1000 μL	
	30389167	RT-UNV-A-1000μL-/L-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック)	1000 μL	
	30389169	RT-UNV-A-1000μL-/L/S-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み)	1000 μL	
	30389166	RT-UNV-A-1000μL-/F/L-768/8 ローリテンションチップ768本 (96本 x 8ラック、滅菌済み、フィルタ)	1000 μL	
2 mL	30389183	RT-UNV-A-2000μL-480/8 480本 (60本 x 8ラック)	2,000 μL	
	30389185	RT-UNV-A-2000μL-/S-480/8 チップ480本 (60本 x 8ラック、滅菌済)	2,000 μL	
	30389184	RT-UNV-A-2000μL-/F-480/8 チップ480本 (60本 x 8ラック、滅菌済、フィルタ)	2,000 μL	
5 mL	30389198	RT-UNV-A-5000μL-192/8 192本 (24本 x 8ラック)	5,000 μL	
	30389199	RT-UNV-A-5000μL-/S-192/8 チップ192本 (24本 x 8ラック、滅菌済)	5,000 μL	

優れた品質と性能を誇るレイニンの汎用チップ

レイニンの汎用チップは、LTS以外のレイニンピペットに加えて、ギルソン®、エッペン®、ドルフ®、ザルトリウス® (バイオヒット®)、サーモフィッシャー® (フィンピペット®)、VWR®を含めたほとんどの他メーカーのピペットで卓越した性能を発揮します。



ヒンジ付きラック用汎用チップ詰め替えパック

品番	説明	最大容量
ヒンジ付きRTラック用グリーンパック スペースセーバー詰め替えパック (空のラックは含まれません)*		
10 (6)	30389283 GPS-UNV-A-10µL-/G-960/10 ShaftGardチップ960本 (96本 x 10段)	10 µL
	30389285 GPS-UNV-A-10µL-/G/S-960/10 ShaftGardチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済)	10 µL
	30389284 GPS-UNV-A-10µL-/G/L-960/10 ShaftGardローリテンションチップ960本 (96本 x 10段)	10 µL
	30389286 GPS-UNV-A-10µL-/G/L/S-960/10 ShaftGardローリテンションチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済)	10 µL
250	30389287 GPS-UNV-A-250µL-960/10 960本 (96本 x 10段)	250 µL
	30389289 GPS-UNV-A-250µL-/S-960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済)	250 µL
	30389288 GPS-UNV-A-250µL-/L-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10段)	250 µL
	30389290 GPS-UNV-A-250µL-/L/S-960/10 ローリテンションチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済)	250 µL
300	30397665 GPS-UNV-A-300µL-768/8 768本 (96本 x 8段)	300 µL
	30397666 GPS-UNV-A-300µL-/S-768/8 チップ768本 (96本 x 8段、滅菌済み)	300 µL
1000	30389279 GPS-UNV-A-1000µL-768/8 768本 (96本 x 8段)	1000 µL
	30389281 GPS-UNV-A-1000µL-/S-768/8 チップ768本 (96本 x 8段、滅菌済)	1000 µL
	30389280 GPS-UNV-A-1000µL-/L-768/8 ShaftGardローリテンションチップ768本 (96本 x 8段)	1000 µL
	30389282 GPS-UNV-A-1000µL-/L/S-768/8 ShaftGardローリテンションチップ768本 (96本 x 8段、滅菌済)	1000 µL
ヒンジ付きRTラック用グリーンパック個別詰め替えパック		
10 (6)/10	30389258 GP-UNV-A-10µL-960/10 960本 (96本 x 10段)	10 µL
	30389265 GP-UNV-A-10µL-/S-960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	10 µL
	30389263 GP-UNV-A-10µL-/F-960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み、フィルタ)	10 µL
	30389264 GP-UNV-A-10µL-/F/G-960/10 ShaftGardチップ960本 (96本 x 10段、滅菌済、フィルタ)	10 µL
30/100/200/250	30389267 GP-UNV-A-20µL-F-/960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み、フィルタ)	30 µL
	30389262 GP-UNV-A-100µL-/F-960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み、フィルタ)	100 µL
	30389266 GP-UNV-A-200µL-/F-960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み、フィルタ)	200 µL
	30389268 GP-UNV-A-250µL-960/10 960本 (96本 x 10段)	250 µL
1000	30389269 GP-UNV-A-250µL-/S-960/10 チップ960本 (96本 x 10段、滅菌済み)	250 µL
	30389259 GP-UNV-A-1000µL-768/8 768本 (96本 x 8段)	1000 µL
	30389261 GP-UNV-A-1000µL-/S-768/8 チップ768本 (96本 x 8段、滅菌済み)	1000 µL
	30389260 GP-UNV-A-1000µL-/F-768/8 チップ768本 (96本 x 8段、滅菌済、フィルタ)	1000 µL
グリーンパック&グリーンパック スペースセーバー詰め替え用ヒンジ付RT空ラック*		
30389350 GPR-UNV-A-10µL-0/10 10 µLチップ用空ラック、紫、10ラック入り		
30389354 GPR-LTS-A-10µL-0/10 20 µLチップ用空ラック、赤、10ラック入り**		
30389353 GPR-XXX-A-250µL-0/10 200/250 µLチップ用空ラック、緑、10ラック入り		
30397667 GPR-XXX-A-300µL-0/8 300 µLチップ用空ラック、黄、8ラック入り		
30389351 GPR-XXX-A-1000µL-0/8 1000 µLチップ用空ラック、青、8ラック入り		

* スペースセーバーにはラックが付属していません。BioClean Ultraチップを始めてご注文の際は、本詰め替えシステムをご利用いただくためにサイズの合った空ラックまたはラック付きチップをご購入ください。

** UNV 10 µL ShaftGard™チップにもご利用いただけます。

お客様のLTSピペットに適したチップは、弊社ウェブサイト上の下記のチップ検索機能をご利用ください：


▶ www.mt.com/TipFinder

ピペッティング360° パフォーマンスを保証

ピペッティングとは、ピペット、チップ、定期的な校正のシステムです。

- レイニンのピペットが業界トップである理由は、品質、性能、並はずれた快適性にあります。
- レイニンのピペットシャフトとチップは一緒に使用することを想定して設計されているため、スムーズに気持ちよく装着することができます。
- 校正またはサービスにおいては、レイニンまたはメトラー・トレドのサービス技術者が、誰よりもレイニンピペットに関する経験と知識を持ち合わせております。

ピペッティングパフォーマンスの向上が、より良い研究成果に繋がります！お客様のピペッティングシステムにはぜひレイニンをご利用ください。



レイニン、ピペッティング360°およびピペッティング360°のロゴ、BioClean、LTS、LiteTouch、グリーンパック、スペースセーバー、シャフトガード、FinePointは、メトラー・トレドレイニン、LLCの商標です。ギルソン、エッペンドルフ、ザルトリウス、バイオヒット、サーモフィッシャー、フィンピペット、VWRは、各所有者の登録商標です。

www.mt.com/rainin

詳細はウェブサイトへ

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7池之端日殖ビル6F

製品仕様は予告なく変更することがあります
© 08/2017 METTLER TOLEDO. All rights reserved.
PB-274 Rev A (A4)
Rainin MarCom