

InFit761-19BT et InFit761-25BT: Supports pH/redox ou O₂ destinés aux procédés aseptiques



- Montage vertical ou latéral sur les bioréacteurs ou sur les conduites



- Raccords à vis ou manchon à souder



- Electrodes pH ou rédox à électrolyte à gel et sondes O₂



- Stérilisation sûre
- Montage d'électrodes combinées nécessitant peu de maintenance
- Economiques

- La solution la plus simple pour le montage d'électrodes pH ou rédox et de sondes O₂ pour des mesures en Biotechnologie et dans l'industrie alimentaire.
- Stérilité assurée grâce au positionnement optimal des joints toriques.
- Montage et maintenance faciles.

METTLER TOLEDO

