

Software LabX<sup>®</sup> para UV/VIS



Software para PC

LabX<sup>®</sup> para UV/VIS



**Software LabX<sup>®</sup> para UV/VIS**  
Agilice su secuencia de trabajo de UV/VIS

**METTLER TOLEDO**

# Agilice su secuencia de trabajo de UV/VIS

## Haga que sea sencillo, eficaz y seguro

**LabX se adapta totalmente a sus necesidades. Las numerosas opciones de LabX le permiten simplificar su forma de trabajo, garantizando que no se vuelvan a producir errores de transcripción y omisiones. LabX se ocupa del trabajo duro, aumenta la productividad y reduce las interacciones manuales.**

### Funcionamiento sencillo, personalizado según las necesidades individuales




Una mesa de trabajo individual para la gestión eficaz de las mediciones y los resultados. El funcionamiento en modo dual permite su uso desde el PC, el instrumento o ambos. Las opciones de personalización, como los accesos rápidos, hacen que el funcionamiento sea intuitivo y sencillo, independientemente de la experiencia del laboratorio.

### Mayor productividad



Impulse la productividad en el laboratorio con funciones de LabX como: planificación de tareas para ejecutar planes de trabajo predefinidos, conexiones a dispositivos de terceros para la preparación de muestras o el análisis cinético automatizado, la manipulación de series de muestras con el cambiador de cubetas o el lector de códigos de barras para la identificación y la notificación rápidas de muestras sin errores, si un análisis está preparado o un resultado no se encuentra dentro de la tolerancia.

### Flujos de trabajo de UV/VIS seguros



Las instrucciones PNT en el terminal del instrumento y el PC garantizan la conformidad con las normativas y las buenas prácticas. La secuencia de trabajo basado en productos permite sistemas ajustados flexibles, ya que solo es necesario un método para una gran variedad de muestras. Elija entre plantillas predefinidas de métodos para comenzar de inmediato o use el editor de métodos bien definidos para adaptar la secuencia de trabajo según su aplicación.



### **Procesamiento de muestras rápido y sin errores**


Cuando LabX gestiona la transferencia de datos, se puede olvidar de los errores de transcripción. Use los resultados de uno o más instrumentos para los cálculos y los informes. SmartCodes se ocupan de emparejar las muestras y sus datos sin dejar lugar a confusiones. Elimine la incertidumbre de las mediciones y sea más productivo.

# Gestión inteligente de los resultados

## Minimice el esfuerzo, maximice la eficacia

Tenga todos los resultados y los datos al alcance de la mano. LabX almacena todos los datos medidos y calculados automáticamente en una base de datos segura. Es de fácil acceso, lo que en todo momento permite ver qué actividades se realizan. Con la potente herramienta de repetición de análisis resulta sencillo resolver los errores de introducción y analizar los resultados finales. Según los datos, la optimización del método resulta un juego de niños gracias al editor de métodos gráfico.

### Gestión eficaz de los resultados




La base de datos de resultados de LabX ofrece acceso inmediato a todos los datos en cualquier momento. Las comprobaciones automáticas de la plausibilidad, la generación de informes y las evaluaciones estadísticas de sus resultados ofrecen una visión general incomparable de todos sus procesos. El desarrollo de métodos y la corrección de los errores de introducción de datos se convierten en tareas sencillas con la ayuda de la herramienta de repetición de análisis.

### Rendimiento de medición seguro



Monitoree sus calibraciones y comprobaciones de verificación del rendimiento. Si es necesario, LabX le enviará recordatorios por correo electrónico para asegurarse de que cuenta con tiempo suficiente para reaccionar antes de la caducidad, y así reducir el tiempo de inactividad.

### Repositorio de datos todo en uno



LabX ofrece un único almacén para métodos, datos, informes, usuarios y datos de instrumentos en una base de datos segura y lista para las auditorías. Se puede acceder a todos los datos con facilidad en cualquier momento. Esto incluye la gama completa de instrumentos analíticos de METTLER TOLEDO.





# Integración perfecta de UV/VIS

## La plataforma LabX de METTLER TOLEDO

**LabX UV/VIS permite integrar perfectamente la línea UV/VIS Excellence en una plataforma multiparamétrica de diferentes instrumentos analíticos de METTLER TOLEDO. Cumple los requisitos más rigurosos relativos a la optimización y eficacia de la secuencia de trabajo según la conformidad con normativas sin renunciar a la facilidad de uso.**



### Soluciones multiparamétricas, eficacia máxima

Con la solución única LabX, conecte todos los instrumentos de METTLER TOLEDO en una potente unidad de laboratorio. Genere resultados y combine la información en un informe completo en el que se incluyen los cálculos usando resultados de mediciones de diferentes instrumentos.



### Conformidad total con las normativas de la FDA


Las funciones de seguridad incorporadas, como las firmas electrónicas y las opciones de gestión del usuario, le ayudan a cumplir con la normativa CFR título 21 parte 11 y garantizan que su laboratorio esté listo para las auditorías en cualquier momento.

- Base de datos segura, trazabilidad total
- Audit Trail para registrar por completo todas las acciones
- Gestión de comprobaciones de instrumentos
- Soporte para la validación totalmente documentado



### Muchos instrumentos diferentes, una interfaz

Reduzca la complejidad de su laboratorio con un software común para todos los instrumentos de METTLER TOLEDO. LabX reduce considerablemente el tiempo de aprendizaje del operador de diferentes instrumentos analíticos, ya que ofrece una plataforma de funcionamiento común y muchas más funciones comunes.



### Integración perfecta, automatización completa del flujo de trabajo

LabX se integra fácilmente en sus sistemas de información existentes. Las tareas generadas por ELN y LIMS se llevan directamente a la pantalla táctil del instrumento. La importación/exportación de datos sin errores se realiza mediante archivos o interfaces bidireccionales de terceros.

# Personalice su sistema LabX para UV/VIS

## Modularidad para satisfacer sus necesidades

LabX UV/VIS ofrece un enfoque de licencias modulares para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

<b>Starter Pack LabX UV/VIS Express</b> Conecta hasta 3 instrumentos	<b>Starter Pack LabX UV/VIS Server</b> Conecta hasta 30 instrumentos
<b>LabX Express</b> Licencia del instrumento	<b>LabX Server</b> Licencia del instrumento Gestión del usuario Importación/exportación automáticas
<b>Licencias de opción</b>	
Gestión del usuario Importación/exportación automáticas Regulación Base de datos de productos	Evaluación estadística Diseñador de informes Integración del sistema Integración del STAReX

### LabX UV/VIS Express

Incluye una licencia de instrumento UV/VIS para conectar un instrumento UV7, UV5, UV5Bio o UV5Nano. Se puede ampliar a todas las opciones disponibles y 2 licencias de instrumentos adicionales (UV/VIS, Titulación, DE, RE, MP, pH, Balanza analítica o Quantos).

### LabX UV/VIS Server

Incluye una licencia de instrumento UV/VIS para conectar un instrumento UV7, UV5, UV5Bio o UV5Nano, gestión de usuarios y opciones de importación/exportación automática. Se puede ampliar con todas las opciones disponibles y 29 licencias de instrumentos adicionales (UV/VIS, Titulación, DE, RE, MP, pH, Balanza analítica o Quantos).

### LabX UV/VIS Opciones

Obtenga más información de opciones de LabX en [www.mt.com/LabXUV-VIS](http://www.mt.com/LabXUV-VIS)

# No importa el instrumento que elija

## Es compatible con LabX®

El software LabX aporta una mayor capacidad a su laboratorio gracias a la manipulación automática de datos, la alta seguridad de los procesos y las completas orientaciones de uso de los PNT.



### Valoración

LabX le permite controlar todos los valoradores a través de la red, gestionar métodos con el eficiente editor de métodos, revisar los gráficos de control generados de manera automática, exportar al LIMS automáticamente y mucho más.



### pH metros

LabX en los pHmetros Seven Excellence garantiza que todos los datos se guarden de manera centralizada y segura. Puede controlar sus datos, acceder a ellos, y disfrutar de las sencillas funciones de búsqueda de datos, informes configurables y vista de resultados.



### Balanzas

Con LabX en la balanza, los técnicos de laboratorio trabajan de forma más segura gracias a las instrucciones PNT en la pantalla táctil. En la oficina, es posible acceder de forma automática a los datos de todas las balanzas.

[www.mt.com/LabXUV-VIS](http://www.mt.com/LabXUV-VIS)

Para más información

#### METTLER TOLEDO Group

Analytical Division

Información de contacto local: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Sujeto a cambios técnicos

© 11/2020 METTLER TOLEDO

Todos los derechos reservados. 30256129B

Marketing UV/VIS / MarCom Analytical



**Certificado de calidad.** Desarrollo, producción y comprobaciones conformes a ISO 9001.



**Sistema de gestión medioambiental** de acuerdo con la ISO 14001.



**"Conformidad con la normativa europea".**

CE ofrece la garantía de que nuestros productos cumplen con las directivas de la UE