

LabX[®] 紫外可见分光光度计



PC 软件

LabX[®] UV/VIS



LabX[®] UV/VIS 软件
去繁就简，精益求精

METTLER TOLEDO

简化紫外可见分光光度计工作流程 让它变得简单、高效和可靠

LabX 软件能完全满足您的需求，其众多的功能选项可以简化您的工作方式，让转录错误和遗漏成为历史。LabX 软件更能悉心处理所有的繁重工作，提高了生产效率并能减少手动交互。

操作简单，定制个性化需求



独立的工作界面能有效管理测量和结果。双模式操作既能在电脑上操作也能在仪器端操作，或者两者皆有之。个性化的选项，比如快捷键，使得操作更直观简便，无需考虑实验室经验。

提高生产效率



LabX 软件具备如下众多特性：可以提高生产效率；任务管理器执行预定义的工作计划；连接至第三方设备自动制备样品或动力学分析；使用自动多联池处理样品系列；或者使用条形码阅读器提供快速无误的样品识别；以及在分析就绪或者结果不在允许范围内时的通知功能。

可靠的工作流程



仪器触摸屏和电脑上的 SOP 向导符合法规以及最佳实践要求。基于产品的工作流程支持灵活的精益系统，对于大量各类样品来说只需要一种方法。您可从预定义的方法模板中进行选择并快速开始测试，或者使用良好定义的方法编辑器编制工作流程以适于您的应用。



快速无误的样品处理

使用 LabX 软件进行数据传送时，转录错误成为了历史。LabX 软件还可使用一台或多台仪器的结果进行数据分析并生成报告。SmartCodes 功能可悉心处理样品和它们的数据使其准确的连接。测试时不会出现猜想，大大提高了效率。

智能的结果管理

最小的付出 – 最大的回报


所有的结果和数据都掌控在您的指尖。LabX 软件自动将所有测试和计算数据存储于可靠的数据库中，可以方便的读取信息，能随时了解总体情况。使用强大的再分析工具，修复输入错误和最终分析结果变得更简单。查找功能使得方法优化变成了如同孩子游戏般易懂的图形方法编辑器。

有效的结果管理




LabX 软件的结果数据库随时提供全部数据的快速读取。自动的真实性检查、报告生成和数据统计分析为您所有的流程提供了独一无二的概述。再分析工具将方法开发和改正输入错误变成了简单轻松的任务。

可靠的测试性能



LabX 软件会监测您的校准和性能验证测试。需要时，其会向您发送提醒邮件以确保在过期前您有足够的时间进行响应，从而降低了停工待机时间。

一站式数据存储库



LabX 软件对在安全可靠的审计就绪数据库中的所有方法、数据报告、用户和仪器数据提供了一个存储库。随时都可以轻松读取所有数据。这里包括了梅特勒-托利多完整的分析仪器系列。



紫外可见分光光度计无缝集成 梅特勒-托利多 LabX 软件平台

LabX UV/VIS 软件将超越系列紫外可见分光光度计无缝集成至梅特勒-托利多不同分析仪器的多参数平台中,可以实现工作流程效率优化并且不牺牲实用性的法规遵循方面的最高要求。



多参数解决方案 – 最大产出

采用独有的 LabX 解决方案,将所有梅特勒-托利多仪器连接至一个强大的实验室软件平台。LabX 软件生成结果,并将来自不同仪器包括计算在内的测试数据等信息汇入至一份全面的报告中。



完全符合 FDA 法规 – 可随时接受审计


内置安全功能,例如电子签名和用户管理选项会帮助您遵循 21 CFR 第11部分法规要求,并确保您的实验室可随时接受审计。

- 安全的数据库,完全可追溯
- 审计追踪,完整记录所有操作
- 管理仪器测试
- 完全支持文档化认证



不同的仪器 – 相同的界面

所有梅特勒-托利多的仪器都使用同一软件,减少了实验室的繁琐操作。LabX 软件大大降低了操作人员在不同分析仪器上的学习时间,它提供了一个共用的操作界面和诸多相同功能。




无缝集成 – 完全自动化的工作流程

LabX 软件可以很方便地集成至您现有的信息系统。ELN和LIMS 生成的任务可以直接发送至仪器触摸屏。通过文件或者双向第三方接口可以实现无差错的数据输入和输出。

定制您的紫外可见分光光度计 LabX 系统

模块化的结构可以满足您的需求

LabX UV/VIS 软件提供了模块化的授权方式以满足您目前和未来的需求。



LabX UV/VIS超值版

包括一台UV/VIS主机授权码, 可连接UV7、UV5、UV5Bio或UV5Nano。可扩展所有选项和2台其它仪器授权码(UV/VIS、滴定、密度、折光、熔点、pH、分析天平或Quantos)。

LabX UV/VIS尊享版

包括一台UV/VIS主机授权码, 可连接UV7、UV5、UV5Bio或UV5Nano、用户管理和自动导入和导出选项。可扩展所有选项和29台其它仪器授权码(UV/VIS、滴定、密度、折光、熔点、pH、分析天平或Quantos)。

LabX UV/VIS选项

欲了解更多 LabX 软件选项, 请访问 www.mt.com/LabXUV-VIS

无论您选择哪种分析仪器 LabX[®] 都能支持

自动化的数据处理, 极为安全的流程和全程 SOP 用户向导, LabX 软件为您的实验室带来了源源不断的动力。



滴定仪

LabX 软件可以通过网络控制所有的滴定仪, 使用高效的方法编辑器管理方法, 查看自动生成的控制图表, 自动输出结果至您的 LIMS 系统, 以及更多其它功能选项。



pH 计

Seven Excellence pH 计用的 LabX 软件确保所有的数据安全集中的存储。使用方便的数据搜索功能可以控制和读取数据, 生成报告, 对结果一目了然。



天平

天平用的 LabX 软件帮助实验室技术员在触摸屏上的 SOP 向导下安全的工作。在办公室可以自动读取所有天平数据。

www.mt.com/LabXUV-VIS

访问网站, 了解更多信息

METTLER TOLEDO Group

Analytical Division

当地联系人: www.mt.com/contacts

如有技术更改, 恕不另行通知

© 11/2020 METTLER TOLEDO

保留所有权利。30256143B

Marketing UV/VIS / MarCom Analytical



质量认证。

开发、生产和测试都符合 ISO 9001。



环境管理系统符合 ISO 14001。



"符合欧规"。CE 合格标记为您提供了保证, 我们的产品符合欧盟指令。