

## Protección garantizada Funcionamiento limpio y seguro



### Máxima protección

La cubierta del receptor de carga proporciona una protección eficaz frente a sustancias químicas y a muestras difíciles de limpiar sin interferir con el funcionamiento de la balanza. Simplemente levante la cubierta y sustitúyala según sea necesario.



### Funcionamiento seguro

Resistente a los entornos químicos exigentes, esta cubierta protege al terminal de la balanza de la suciedad y de las muestras peligrosas sin interferir en la visibilidad ni en el funcionamiento de la balanza. Solo tiene que desecharla y sustituirla para eliminar la contaminación cruzada.



### Contaminación visible

Esta bandeja gris permite ver con mayor facilidad los polvos y las manchas de colores, lo que garantiza que los contaminantes se limpien de acuerdo con las normativas/PNTs. La bandeja puede retirarse con facilidad y limpiarse en el lavavajillas de forma segura.



### Inversión protegida

Cuando la balanza no está en uso, una cubierta completa la protege del polvo, la suciedad y la contaminación de sus actividades diarias. Fácil de colocar o retirar en segundos.



### Accesorios Excellence

Saque el máximo partido de su balanza

Aptos para la mayoría de los entornos de trabajo, estos accesorios protegen la balanza Excellence y su inversión inicial de los peligros diarios.

Estos accesorios garantizan una mayor seguridad en los procesos y para los operarios, especialmente cuando se manipulan sustancias tóxicas o peligrosas. La balanza se mantiene limpia, lo que ayuda a garantizar años de servicio fiable.

## Vista general de accesorios

### Cubiertas antipolvo



Artículo	Cubiertas antipolvo para b. precisión	Cubiertas antipolvo para b. analíticas	Cubiertas antipolvo para microbalanzas
Balanzas	XP/XS/XA 0,1/0,01 g De precisión con plataforma pequeña	XP/XS/XA Analítica	Microbalanzas Ultramicrobalanzas
Referencia	30035839	30035838	30038799

### Cubiertas protectoras para receptores de carga



Artículo	Cubiertas protectora S (anillo para viento)	Cubiertas protectora pequeñas
Balanzas	XP/XS/XA 0,01 g De precisión con plataforma pequeña	XP/XS/XA 0,1 g De precisión con plataforma pequeña
Material	PET	PET
Referencia	30034950	30034949

### Cubierta del terminal/bandeja de goteo gris



Artículo	Cubierta del terminal XP	Cubierta del terminal XS/XA	Bandeja de goteo gris
Balanzas	De precisión/analíticas XP	De precisión/analíticas XS/XA	Analíticas XP/XS/XA
Referencia	11132570	11106870	30038741

[www.mt.com/Lab-Accessories](http://www.mt.com/Lab-Accessories)

Para más información



#### Mettler-Toledo AG

Laboratory & Weighing Technologies  
CH-8606 Greifensee, Switzerland  
Tel. +41 44 944 22 11  
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos  
© 03/13 Mettler-Toledo AG  
Impreso en Suiza 30038719  
Global MarCom Switzerland

**GWP**<sup>®</sup>  
Good Weighing Practice™

La directriz mundial de pesaje GWP<sup>®</sup> reduce los riesgos asociados a sus procesos de pesaje y le ayuda a

- Seleccionar la balanza adecuada
- Reducir costes optimizando los procedimientos de control
- Estar en cumplimiento de los requisitos normativos más comunes

► [www.mt.com/GWP](http://www.mt.com/GWP)