

Inteligentne substancje testowe

wiarygodne wyniki pomiarów wilgoci



Unikatowa substancja testowa

Substancja SmartCal ma ściśle określoną zawartość wilgoci. Ilość wilgoci uwalnianej podczas suszenia zależy od zastosowanej temperatury. Umożliwia to weryfikację działania wagosuszarki w dowolnej temperaturze od 70 do 230°C.



Szybki i łatwy test

Wystarczy wybrać w urządzeniu metodę SmartCal, równomiernie rozprościć zawartość saszetki na szalce na próbki i rozpocząć pomiar. Po 10 minutach wiadomo, czy wydajność urządzenia jest zadowalająca.



Udokumentowane działanie

Raporty z pomiarów z użyciem SmartCal ułatwiają monitorowanie i analizę zmian, jakie z biegiem czasu zachodzą w pracy wagosuszarki. Wyniki można przechowywać bezpośrednio w urządzeniu lub wprowadzać ręcznie do bezpłatnego zweryfikowanego arkusza raportu w programie Excel®.



Wersja certyfikowana

Wybierz cSmartCal, jeśli potrzebujesz substancji testowej certyfikowanej przez niezależny instytut. Certyfikat cSmartCal pozwala spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania przepisów.



Szybka kontrola wydajności

wszystkich wagosuszarek

SmartCal to innowacyjna substancja testowa do błyskawicznej i skutecznej weryfikacji wydajności wagosuszarek. Regularne testowanie wagosuszarek z użyciem substancji SmartCal gwarantuje niezmiennie wiarygodne wyniki pomiarów zawartości wilgoci i pozwala zachować zgodność z wymogami branżowymi.

Test SmartCal trwa zaledwie 10 minut i jest wykonywany tak samo jak zwykły pomiar.

Pakiet StarterPac zawiera wszystkie elementy potrzebne do rozpoczęcia rutynowych testów SmartCal. Certyfikowana, identyfikowalna wersja cSmartCal pomaga spełnić wymagania branż podlegających ścisłym regulacjom prawnym.

SmartCal – wyniki pomiaru wilgotności, na których można polegać.

Przegląd produktów

SmartCal StarterPac

Aby rozpocząć korzystanie z substancji SmartCal, zalecamy zakup pakietu startowego StarterPac. Każdy pakiet StarterPac zawiera 12 saszetek testowych oraz wszystkie potrzebne akcesoria, w tym instrukcję obsługi substancji SmartCal, protokoły pomiarów, szablony raportów, termohigrometr i dokumentację walidacyjną.

Saszetki SmartCal

Substancja SmartCal jest dostępna w opakowaniach zawierających 12 lub 24 saszetki testowe i dostarczana z certyfikatem produkcji wydanym przez METTLER TOLEDO.

Saszetki cSmartCal

Certyfikowana substancja cSmartCal jest dostępna w opakowaniach zawierających 12 lub 24 saszetki testowe. Każdej partii produkcyjnej towarzyszy certyfikat analizy wystawiany jest przez niezależny niemiecki Federalny Instytut Testów i Badań nad Materiałami w Berlinie (BAM, www.bam.de). Limity kontrolne są bardziej restrykcyjne niż w przypadku standardowych substancji SmartCal.

Użytkowanie i dopuszczalny okres magazynowania

Substancje cSmartCal i SmartCal są przeznaczone do wszystkich wagosuszarek. Dopuszczalny okres magazynowania substancji cSmartCal i SmartCal wynosi 36 miesięcy.

Korzyści ze stosowania SmartCal:

- Szybka i łatwa procedura testowa
- Wiarygodne wyniki pomiarów sprawdzonym urządzeniem
- Dokumentacja wydajności urządzenia z upływem czasu
- Certyfikowana substancja testowa (cSmartCal)
- Brak uwag ze strony kontrolerów

StarterPac	Nr części
StarterPac cSmartCal	30005918
StarterPac SmartCal	30005917



SmartCal™	Nr części
SmartCal, 24 saszetki	30005790
SmartCal, 12 saszetki	30005792



cSmartCal™	Nr części
cSmartCal, 24 saszetki	30005791
cSmartCal, 12 saszetki	30005793



Grupa METTLER TOLEDO

Dział Laboratoryjny
Kontakt: www.mt.com/localcontacts

Dane techniczne mogą ulec zmianie.
© 02/2020 METTLER TOLEDO. Wszelkie prawa zastrzeżone
30603472A
Group MarCom RITM615371 MD/JB

pl.mt.com/smartial

Więcej informacji



* 3 0 0 1 9 6 1 4 *