



Soluciones de pesaje Excellence




Kit antiestático Descargue sus muestras



Pase su muestra por el ionizador universal

El kit antiestático elimina completamente la carga electrostática de sus muestras. Se elimina la dispersión de sustancias de pesaje en polvo, lo que garantiza resultados altamente reproducibles.


METTLER TOLEDO



Kit antiestático

Equipe sus balanzas analíticas, microbalanzas y ultramicrobalanzas XP con un kit antiestático. El electrodo universal descarga las muestras automáticamente antes del pesaje, de forma totalmente segura al tacto.

Kits antiestáticos



Pieza	Kit antiestático universal completo (incl. electrodo universal grande y fuente de alimentación universal)	Kit antiestático integrable completo (incl. electrodo de punto y fuente de alimentación XP)	Segundo electrodo de punto opcional para el kit antiestático integrable XP
Balanzas	Todas las balanzas	Balanzas analíticas XP y microbalanzas XP56/26 (incl. DR)	
Referencia	11107767	11107761	11107762

Componentes antiestáticos individuales



Pieza	Electrodo universal grande	Electrodo universal pequeño	Electrodo de punto	Fuente de alimentación XP	Fuente de alimentación universal
	Recomendado para descargar todo tipo de muestras y contenedores de tara	Recomendado para descargar muestras pequeñas	Recomendado para descargar muestras pequeñas en espátulas	Encendido/apagado automatizado, sincronizado con la apertura de la puerta	Encendido/apagado manual
Balanzas	Todas las balanzas	Todas las balanzas	Todas las balanzas	Balanzas analíticas, microbalanzas y ultramicrobalanzas XP	Todas las balanzas
Referencia	11107764	11140161	11107765	11107763	11107766

Mettler-Toledo AG

Laboratory & Weighing Technologies
 CH-8606 Greifensee (Suiza)
 Teléfono +41 44 944 22 11
 Fax: +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
 © 01/2010 Mettler-Toledo AG
 Impreso en Suiza 11796358
 Global MarCom Switzerland

www.mt.com/lab-AntiStatic

Para más información