

スタンダードラインの点検用分銅

OIML F1、F2、M1



堅牢な構造設計

スタンダードラインの点検用分銅は高品質のステンレス鋼製です。ノブ付き分銅と板状分銅は、すべて標準でFDAの要件を満たすプラスチック製の耐衝撃ケースに収納されています。



調整孔

それぞれのノブ付き分銅には調整孔（調整部）があり、これにより特別な器具を必要とせずに分銅を簡単に調整できます。



幅広い適合性

スタンダードラインの分銅は、さまざまな天びんの日常点検のニーズを満たす1mg~20kgの分銅で構成されています。この天びんは、次のサービスまでの間に天びんが正しく調整されていることを確認するために最適です。



調整孔付きの

堅牢で耐久性の高い点検用分銅

スタンダードラインの点検用分銅は、研究室、製造環境、産業環境での天びんの日常点検に最適です。ノブ付き分銅と板状分銅はステンレス鋼製で、高い耐腐食性を備え、優れた長期安定性を保証します。これらはISO 9001に従って製造され、OIML R111の要件を満たしています。ノブ付き分銅は埃や水分の侵入を防ぐ設計で、長期にわたる耐久性を備えています。アメリカ食品医薬品局（FDA）の要件に準拠したこの分銅は、アルコールやガソリンで容易に清掃できます。

メトラー・トレドの効率的な分銅製造プロセスにより、高品質の分銅をお求めやすい価格で提供できるようになりました。

スタンダードラインOIML点検用

スタンダードラインの点検用分銅は、OIML等級F1、F2、M1の最大許容誤差を満たす1mg~20kgの分銅で構成されています。すべての単体の分銅は、耐久性の高いプラスチック製の耐衝撃ケースに収納。



ステンレス鋼
密度: 7.9kg/dm³



分銅と収納ケース



分銅と収納ケース、**証明書を含む**



板状分銅



マーカー付き板状分銅



円筒型ノブ式分銅



マーカー付き円筒型ノブ式分銅

単体の分銅

公称値	形状	F1		F2		M1	
		品番	品番	品番	品番	品番	品番
1 mg	□	30402662	30406245	30402648	30406415	30402184	30406452
2 mg	□	30402629	30406246	30402649	30406416	30402510	30406453
5 mg	□	30402630	30406247	30402650	30406417	30402355	30406454
10 mg	□	30402631	30406388	30402651	30406418	30402585	30406455
20 mg	□	30402632	30406389	30402652	30406419	30402586	30406456
50 mg	□	30402633	30406390	30402653	30406420	30402587	30406457
100 mg	□	30402634	30406391	30402654	30406421	30402638	30406458
200 mg	□	30402635	30406392	30402655	30406422	30402639	30406459
500 mg	□	30402636	30406393	30402656	30406423	30402640	30406460
1 g	■	30402637	30406394	30402657	30406424	30402641	30406371
2 g	■	30402688	30406395	30402658	30406425	30402642	30406372
5 g	■	30402689	30406396	30402659	30406426	30402643	30406373
10 g	■	30402690	30406397	30402603	30406427	30402644	30406374
20 g	■	30402691	30406398	30402604	30406428	30402645	30406375
50 g	■	30402574	30406399	30402660	30406429	30402646	30406376
100 g	■	30402783	30406400	30402661	30406430	30402647	30406377
200 g	■	30402698	30406401	30402577	30406431	30402576	30406478
500 g	■	30402701	30406402	30402700	30406432	30402699	30406479
1 kg	■	30402664	30406403	30402663	30406433	30402702	30406480
2 kg	■	30402667	30406404	30402666	30406434	30402665	30406481
5 kg	■	30402710	30406405	30402709	30406435	30402708	30406482
10 kg	■	30402714	30406406	30402712	30406436	30402711	30406483
20 kg	■	30402782	30406407	30402781	30406437	30402780	30406484

分銅セット

	1mg - 500mg	1mg - 200g	1mg - 1kg	1mg - 2kg	1mg - 5kg	1g - 50g	1g - 500g
1mg	□	□	□	□	□		
2mg	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □		
5mg	□	□	□	□	□		
10mg	□	□	□	□	□		
20mg	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □		
50mg	□	□	□	□	□		
100mg	□	□	□	□	□		
200mg	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □		
500mg	□	□	□	□	□		
1g		■	■	■	■	■	■
2g		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
5g		■	■	■	■	■	■
10g		■	■	■	■	■	■
20g		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
50g		■	■	■	■	■	■
100g		■	■	■	■		■
200g		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■
500g			■	■	■		■
1kg			■	■	■		
2kg				■ ■	■ ■		
5kg					■		
分銅の個数	12	23	25	27	28	8	12

分銅セット

	F1	F2	M1			
1mg - 500mg	30402723	30406408	30402722	30406438	30402721	30406445
1mg - 200g	30402717	30406409	30402716	30406439	30402715	30406446
1mg - 1kg	30402735	30406410	30402734	30406440	30402732	30406447
1mg - 2kg	30402684	30406411	30402683	30406441	30402682	30406448
1mg - 5kg	30402687	30406412	30402686	30406442	30402685	30406449
1g - 50g	30402681	30406413	30402680	30406443	30402679	30406450
1g - 500g	30402730	30406414	30402729	30406444	30402728	30406451



“日本が認めた スイスの品質”
- 経済産業省の厳しい審査をメトラー・トレド社が突破 -
2012年9月よりメトラー・トレドは指定外国製造事業者の指定を受けています。
指定外国製造事業者 指定番号: 02CH01

www.mt.com/weights

詳しくはウェブサイトへ

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. +41 44 944 22 11
Fax. +41 44 944 30 60
Subject to technical changes.
© 07/2017 METTLER TOLEDO
Global MarCom 2284 LK/DK

メトラー・トレド株式会社
ラボラトリー事業部
東京都台東区池之端2-9-7
池之端日殖ビル6F
Tel. 03-5815-5515
Fax. 03-5815-5525
© 07/2017 Mettler-Toledo K.K.,
30425918A
製品仕様・価格は予告なく変更することがあります。

代理店