

获得最佳的正常运行时间和性能

**最大程度地延长正常运行时间**

专业系统服务和定期更换关键耗材将最大程度地提高系统可用性和生产效率。我们娴熟的技术人员将执行推荐的维护和校准，这可以最大程度地减少停机时间并延长分析仪的使用寿命。

**优化性能**

梅特勒-托利多的专业服务将提供彻底的检查/清洁、适当的电极蚀刻和安装以及运行测试，以通过每一项推荐的维护和校准服务确保准确和可靠的性能。

**推荐的2300Na服务**

频率	服务产品	推荐理由
安装时	安装和设置 提供快速且可靠的安装和标准设置，以确保分析仪可以随时在您的应用中使用。在StarterPac/IPac内可用。	设置和配置包括： <ul style="list-style-type: none"> • 执行测试以确保分析仪随时可供使用 • 整体观察分析仪 • 整体检查分析仪
购买后的最初两年	ExtendedCare 在设备使用寿命的最初24个月内，通过此全面的保障服务合同确保您高枕无忧并最大程度地延长正常运行时间。从一开始就实施预防性维护，您还可以最大程度地减少对设备的潜在长期影响。	ExtendedCare和ComprehensiveCare包括： <ul style="list-style-type: none"> • 全面的标准预防性维护 • 服务请求的优先安排 • 分析仪的校准 • 目视检查 • 上门维护用耗材套件 • 备件和人工，覆盖所有非易耗性组件
最初两年之后	ComprehensiveCare 通过此综合服务产品，使分析仪在最初24个月之后继续最大程度地延长正常运行时间。避免风险，并保护您的设备不出现停机、性能问题以及意外人工维修和材料成本。	
购买时或之后	BasicCare 服务合同通过优先安排提供更快的响应时间。它包括全面的预防性维护，此维护涵盖校准、检查、清洁和运行测试，旨在发现任何不符合规范的性能问题。	BasicCare服务包括： <ul style="list-style-type: none"> • 全面的标准预防性维护 • 服务请求的优先安排 • 分析仪的校准 • 目视检查 • 上门维护用耗材套件 • 与计划外服务相比更优惠的现场维修人工

2300Na订购信息

服务描述	订单号
标准配置设置	S39905182
延保服务包	B39950001
全面保障服务包	B39910001
基本保障服务包	B39910003

耗材	订单号
钠耗材套件, 1年用 (溶液)	58 091 201
钠耗材套件, 1年用 (溶液、硬件、滤芯和管件)	58 091 200
校准标准液, 1L 100 ppm	58 078 010
校准标准液, 1L 10 ppm	58 078 012
验证套件	58 091 202
二异丙胺(DIPA)试剂, 2.5 L (仅在美国市场提供)	58 140 017

www.mt.com/pro-service

获取更多信息

梅特勒-托利多集团

过程分析部门

本地联系方式: www.mt.com/pro-MOs

如有技术变更, 恕不另行通知

©10/2019 METTLER TOLEDO。保留所有权利

PA2040zh修订版 A 10/19